

Angelcare®



IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR:
ANGELCARE CANADA INC.
2000, MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 250
MONTREAL, QUEBEC, H3A 3H3, CANADA
WWW.ANGELCAREBABY.COM
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Angelcare Baby Bath & Room Thermometer

The Angelcare Baby Bath & Room Thermometer allows you to easily determine the ideal temperature for your baby's bath water or room. Gently shake the thermometer to turn it ON, the temperature will be displayed and it is ready to use. Without any activity, after 30 minutes, it will automatically turn OFF to power saving mode.

For use as a Bath Thermometer

Fill the bath to a safe level for your child and ensure the water is thoroughly mixed to avoid hot areas and to obtain an accurate reading. Place the thermometer face up in the bath water. The temperature will be displayed within a few seconds.

At a temperature of 39.0°C or higher the LCD screen will display 'HOT' and a red light will flash to alert that the water temperature is too high for a baby and could get burnt.

A comfortable bath temperature for a baby is between 35.0°C and 38.0°C.

At a temperature of 32.0°C or lower the LCD screen will display 'COLD' to alert that the water temperature is too low for a baby.

The thermometer is safe for your baby to play with in the bath with parental supervision as it is designed to Toy Safety Standards.

On removal of thermometer from the bath, clean and wipe with a dry cloth or towel and only use non-abrasive cleaning agents such as soapy water if required. Do not immerse in water when cleaning.

For use as a Room Thermometer

Gently shake to activate.

19°C is the ideal room temperature for a baby when sleeping.

The word 'COLD' appearing at the top of the display screen is only applicable when the thermometer is used to measure the temperature of the bath water.

! WARNING

This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used/waste batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION - Do not leave the child without adult supervision.

Always check temperature of the water before placing baby in the bath.

Only to be used in water in its fully assembled state.

Remove the battery during long periods of non-use.

Leakage and corrosion can damage the product.

Use a battery of the same or equivalent type and ensure correct polarity

when inserted noting the positive terminal (+) always face up in battery compartment.

Do not short circuit battery terminals.

Always make sure battery compartment is secure and sealed.

Do not use rechargeable batteries.

Changing the Battery

After about a year the CR2032 battery may go flat and the display may dim or not appear.

Open the cover at the bottom of the thermometer using a coin or similar

in the direction indicated on the cover.

Insert the battery and ensure the positive sign on the battery (+)

is facing up (diagram Fig.1).

Replace cover and ensure the seal is in place and tighten cover

in the opposite direction to opening as indicated on the cover.

If the seal is damaged in any way or letting in water stop using the product immediately.

Technical Data

Model BT-01 | 1 x CR2032 DC 3.0V Battery | Temp. accuracy: ±1°C | Temp. measurement and storage range: 0°C - 50°C, no restriction in humidity. | Display resolution: 0.1°C | IP27 rated

PROTECT THE ENVIRONMENT - The wheelie bin symbols mean that according to local laws and regulations your product and/ or its battery shall be disposed of separately from household waste. When the product/battery reaches its end of life take it to a collection point designated by local authorities. The separate disposal and recycling will help conserve natural resources and protect human health and the environment.

Electromagnetic Fields (EMF) - The Angelcare Baby Bath & Room Thermometer complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled correctly and in accordance to user instructions supplied, the device is safe to use based on scientific evidence available today.

Contact information

IMPORTANT! This Angelcare Baby Bath & Room Thermometer is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact your distributor before returning this product.

United States and Canada: Please contact us at: info@angelcarebaby.com

Other countries: Find your local distributor by visiting our website: angelcarebaby.com/distributors

To register your product, visit our online registration at: www.angelcarebaby.com.

We will use the information provided to contact you if there is a Safety alert or Recall for this product.




Fig.1

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Thermomètre de bain et de chambre pour bébé Angelcare

Le thermomètre de bain et ambiant pour bébé Angelcare vous permet de déterminer facilement la température idéale de l'eau du bain ou de la chambre de votre bébé. Secouez doucement le thermomètre pour le mettre en marche, la température s'affiche et il est prêt à être utilisé. Sans aucune activité, après 30 minutes, il s'éteindra automatiquement en mode économie d'énergie.

Pour une utilisation comme thermomètre de bain

Remplissez le bain à un niveau sécuritaire pour votre enfant et assurez-vous que l'eau est bien mélangée, pour éviter les zones chaudes, et pour obtenir une lecture précise. Placez le thermomètre face vers le haut sur l'eau du bain. La température sera affichée dans quelques secondes.

À une température de 39.0°C ou plus, l'écran LCD affichera «HOT» et un voyant rouge clignotera pour signaler que la température de l'eau est trop élevée pour un bébé et pourrait le brûler.

Une température de bain confortable pour un bébé se situe entre 35.0°C et 38.0°C.

À une température de 32.0°C ou moins, l'écran LCD affichera «COLD» pour alerter que la température de l'eau est trop basse pour un bébé.

Le thermomètre permet à votre bébé de jouer en toute sécurité dans le bain, sous la surveillance des parents, car il est conçu selon les normes de sécurité des jouets.

Lors du retrait du thermomètre du bain, nettoyez et essuyez avec un chiffon sec ou une serviette et n'utilisez que des agents de nettoyage non abrasifs tels que de l'eau savonneuse si nécessaire. Ne pas immerger dans l'eau lors du nettoyage.

Pour une utilisation comme thermomètre de chambre

Secouez doucement pour activer.

19°C est la température ambiante idéale pour un bébé, lorsqu'il dort.

Le mot «COLD», apparaissant en haut de l'écran d'affichage, n'est applicable que lorsque le thermomètre est utilisé pour mesurer la température de l'eau du bain.



AVERTISSEMENT

Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en aussi peu que deux heures et entraîner la mort.

Jetez immédiatement les piles usagées / usées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION - Ne pas laisser l'enfant sans la surveillance d'un adulte.

Vérifiez toujours la température de l'eau avant de mettre le bébé dans le bain.

À utiliser uniquement dans l'eau dans son état entièrement assemblé.

Retirez la pile pendant de longues périodes de non-utilisation. Les fuites et la corrosion peuvent endommager le produit.

Utilisez une pile du même type ou d'un type équivalent et assurez-vous que la polarité est correcte lors de l'insertion en notant que la borne positive (+) est toujours tournée vers le haut dans le compartiment à piles.

Ne pas court-circuiter les bornes de la pile.

Assurez-vous toujours que le compartiment de la pile est sécurisé et scellé.

N'utilisez pas de piles rechargeables.

Remplacer la pile

Après environ un an, la pile CR2032 peut se vider et l'affichage peut s'assombrir ou ne pas apparaître.

Ouvrez le couvercle en bas du thermomètre à l'aide d'une pièce de monnaie ou similaire dans le sens indiqué sur le couvercle.

Insérez la pile et assurez-vous que le signe positif de la pile (+) est orienté vers le haut (schéma Fig.1).

Remettez le couvercle et assurez-vous que le joint est en place et serrez

le couvercle dans le sens opposé à l'ouverture comme indiqué sur le couvercle.

Si le joint est endommagé de quelque manière que ce soit ou si l'eau peut entrer, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Données techniques

Modèle BT-01 | 1 x pile CR2032 DC 3.0V | Temp. précision: $\pm 1^\circ\text{C}$ | Temp. écart de mesure et de stockage: 0°C - 50°C, aucune restriction d'humidité. | Résolution d'affichage: 0.1°C | Classé IP27.

PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT - Les symboles de la poubelle à roulettes signifient que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et / ou sa pile doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit / la pile atteint sa fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. L'élimination et le recyclage séparés aideront à conserver les ressources naturelles et à protéger la santé humaine et l'environnement.

Champs électromagnétiques (EMF) - Le thermomètre de bain et ambiant d'Angelcare est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (EMF). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions d'utilisation fournies, l'appareil est sûr à utiliser sur la base des preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

Informations de contact

IMPORTANT ! Ce thermomètre de bain et ambiant Angelcare est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez appeler votre distributeur avant de retourner ce produit.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou avez des questions, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit :

États-Unis et Canada : Contactez-nous à : info@angelcarebaby.com

Autres pays : Trouver votre distributeur local à : angelcarebaby.com/distributors

Pour enregistrer votre produit, visitez notre enregistrement en ligne sur : www.angelcarebaby.com
Nous utiliserons les informations fournies pour vous contacter en cas d'alerte de sécurité ou de rappel pour ce produit.

