

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. SIEMPRE DESENCHUFE LA UNIDAD INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.
3. NO LO USE MIENTRAS DUERME. PROCURE NO DORMIRSE DURANTE EL USO.
4. NO LO USE EN BEBÉS O ANIMALES.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO POR O INCONSCIENTES O PERSONAS DISCAPACITADAS, PERSONAS DORMIDAS O INCONSCIENTES O PERSONAS QUE NO PUEDAN OCURRIR QUEMADURAS CUALQUIERA QUE SEA EL AJUSTE USADO. EXAMINE LA PIEL DEBAJO DE LA ALMOHADILLA FRECUENTEMENTE.
8. NO USE LA ALMOHADILLA SIN LA FUNDA REMOVIDA.
9. NO LO HAGA FUNCIONAR EN LUGARES DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXIGENO.
10. NUNCA USE ALFILERES NI OTROS SUJETADORES METÁLICOS CON ESTE PRODUCTO.
11. NUNCA SIENTE ENCIENDE LA ALMOHADILLA, NI LA APLASTE, NO LO DOBLE CON FUERZA.
12. NUNCA JALE LA ALMOHADILLA POR EL CABLE ELÉCTRICO.
13. NO AGARRE NI TRANSPORTE EL APARATO POR EL CABLE.
14. USO, DESECHÉ EL PRODUCTO SI PRESENTA ALGUN SIGNO DE DETERIORO.
15. NO ALTERE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA, ESTE PRODUCTO NO

ADVERTENCIA – La almohadilla térmica de espuma con memoria Conair es un dispositivo eléctrico. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

1. No lave la unidad con agua (véase la sección "Instrucciones de limpieza").
2. No agarre el enchufe o la unidad con las manos mojadas.
3. No permita que la unidad toque la piel mojada.
4. No use la unidad si el cable parece dañado.
5. No use la unidad si se ha dañado, si está roto o si ha estado en contacto con agua.

16. NO USE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, BALSAMOS O UNGUENTOS QUE CONTENGAN INGREDIENTES CALORÍFEROS; ESTO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. USE EL PRODUCTO EN LAS ZONAS DE CUERPO QUE REQUIERAN CALOR.
17. AJUSTADA PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PARTES INTERNAS.
18. MANTENGA LA ALMOHADILLA ALEJADA DE SUPERFICIES CALIENTES.
19. PONGA LA ALMOHADILLA ENCIENDA (NO DEBAJO) DE LAS PARTES DEL CUERPO QUE REQUIERAN CALOR.
20. NO META LA ALMOHADILLA AL MICROONDAS.
21. NUNCA DESCUIDE/DEJE SIN VIGILANCIA LA ALMOHADILLA, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS.
22. NO USE LA ALMOHADILLA DEBAJO DE UNA COBIA U OTRO TIPO DE CUBRECAMA.
23. NO COLOQUE CUBIERTAS TALES COMO SAÑANAS/COBIAS ENCIENDA DE LA ALMOHADILLA. USE LA ALMOHADILLA SOLAMENTE CON LA FUNDA DE TELA PROVIDA.
24. NO LIMPIE ESTA ALMOHADILLA EN SECO. LOS SOLVENTES DE LIMPIEZA PUEDE CAUSAR SENSIBILIDAD EN LA PIEL SENSIBLE, O SI TOMA MEDICINA QUE INTERIUMPA EL USO DE ESTE PRODUCTO Y LLAME A SU MÉDICO EN CASO DE DOLOR PERSISTENTE (marcapapas) o cáncer.
25. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
26. Pida consejo a su médico si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este producto.
27. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
28. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
29. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
30. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- PELIGRO** – Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas e incendio, este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones siguientes:
- Este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones siguientes:
 - Lea todas las instrucciones.
 - Siempre desenchufe la unidad inmediatamente después del uso.
 - No lo use mientras duerme. Procure no dormirse durante el uso.
 - No lo use en bebés o animales.
 - Este producto no debe ser usado por o inconscientes o personas discapacitadas, personas dormidas o inconscientes o personas que no puedan ocurrir quemaduras cualesquiera que sea el ajuste usado. Examine la piel debajo de la almohadilla frecuentemente.
 - No use la almohadilla sin la funda removida.
 - No lo haga funcionar en lugares donde se esté administrando oxígeno.
 - Nunca use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este producto.
 - Nunca sienta encienda la almohadilla, ni la aplaste, no lo doble con fuerza.
 - Nunca jale la almohadilla por el cable eléctrico.
 - No agarre ni transporte el aparato por el cable.
 - Uso, deseché el producto si presenta algún signo de deterioro.
 - No altere este producto de ninguna manera, este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. En caso de mal funcionamiento, devuelva el producto a un centro de servicio autorizado (véase la sección "Garantía").
 - No use esta almohadilla con linimentos, balsamos o ungüentos que contengan ingredientes caloríferos; esto puede causar quemaduras. Use el producto en las zonas de cuerpo que requieran calor. Ya sea para comodidad personal o para aliviar el dolor, segun las recomendaciones de su médico o dentista.
 - Mantenga la almohadilla alejada de superficies calientes.
 - Ponga la almohadilla encienda (no debajo) de las partes del cuerpo que requieran calor.
 - No meta la almohadilla al microondas.
 - Nunca descuide/deje sin vigilancia la almohadilla, especialmente en presencia de niños.
 - No use la almohadilla debajo de una cobija u otro tipo de cubrecama.
 - No coloque cubiertas tales como sañanas/cobias encima de la almohadilla. Use la almohadilla solamente con la funda de tela provista.
 - No limpie esta almohadilla en seco. Los solventes de limpieza pueden causar sensibilidad en la piel sensible, o si toma medicina que interrumpe el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor persistente (marcapapas) o cáncer.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
 - Manténgalo fuera del alcance de los niños.
 - Deje de usar este producto si siente dolor o hinchazón durante o después del uso.
 - No lo use en el baño o la ducha. Úselo solamente en un lugar seco.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
 - Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor persistente (marcapapas) o cáncer.
 - Nunca toque los controles, ni enchufe/desenchufe la unidad con las manos mojadas.


area of the body that is swollen, burned, bruised, inflamed or where skin eruptions, ulcerated sores or varicose veins are present.

- This product should never be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that this product is being used for.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.

HOW TO ASSEMBLE

To assemble the heating pad, insert the electrical cord into the connecting port on the side of the heating pad. If moist heat is desired, follow instructions in the Moist Heat Treatment section.

HEATING PAD FEATURES



MACHINE WASHING INSTRUCTIONS

Wash by hand or as follows in an automatic washer using slow agitation and normal spin speed: Fill washer with warm water. Add minimum amount of all-purpose detergent, agitate to dissolve, measure heating pad before washing. Add heating pad and soak 5 minutes. Agitate 2 minutes. Spin. Fill for cool rinse, agitate 1 minute, then spin.

DRYING INSTRUCTIONS

NEVER use commercial dryers at the laundromat, as they may be extra hot and could damage the wiring of the product. DO NOT iron. DO NOT plug in until completely dry. To machine dry, place in automatic dryer on high heat for only 5 minutes then line dry (recommended). To completely dry, place item in a dryer on low heat and allow to tumble until dry. Ensure that the textile has enough room to tumble freely. If product draws during washing, gently stretch it while it is still damp until it returns to its original size. DO NOT iron your heating pad. To line dry, simply drape the item over two parallel clotheslines or a shower rod. DO NOT reconnect the item until it is completely dry. DO NOT use clothespins, as they can pinch the wires.

STORAGE

Unplug and store this item as you would any other heating pad, folded, and in a dry place.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

6. No jale, invente ni cueligue el aparato del cable.
7. No haga funcionar la unidad en áreas donde productos o vapores inflamables o combustibles pueden estar presentes; esto puede causar una explosión o un incendio.
8. No permita que niños usen este aparato; no se un juguete. No deje a los niños pequeños sin vigilancia cerca de la unidad.
9. Este producto no debe ser usado por o en personas discapacitadas, dormidas o inconscientes.
10. NUNCA limpie la almohadilla en seco o con calor. Desconecte TODOS LOS CABLES antes de lavar. NUNCA sumerja el cable o el control en agua u otro líquido. Meta la parte de tela (sin cables) en la lavadora.
11. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
12. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
13. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
14. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
15. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
16. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
17. AJUSTADA PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PARTES INTERNAS.
18. MANTENGA LA ALMOHADILLA ALEJADA DE SUPERFICIES CALIENTES.
19. PONGA LA ALMOHADILLA ENCIENDA (NO DEBAJO) DE LAS PARTES DEL CUERPO QUE REQUIERAN CALOR.
20. NO META LA ALMOHADILLA AL MICROONDAS.
21. NUNCA DESCUIDE/DEJE SIN VIGILANCIA LA ALMOHADILLA, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS.
22. NO USE LA ALMOHADILLA DEBAJO DE UNA COBIA U OTRO TIPO DE CUBRECAMA.
23. NO COLOQUE CUBIERTAS TALES COMO SAÑANAS/COBIAS ENCIENDA DE LA ALMOHADILLA. USE LA ALMOHADILLA SOLAMENTE CON LA FUNDA DE TELA PROVIDA.
24. NO LIMPIE ESTA ALMOHADILLA EN SECO. LOS SOLVENTES DE LIMPIEZA PUEDE CAUSAR SENSIBILIDAD EN LA PIEL SENSIBLE, O SI TOMA MEDICINA QUE INTERIUMPA EL USO DE ESTE PRODUCTO Y LLAME A SU MÉDICO EN CASO DE DOLOR PERSISTENTE (marcapapas) o cáncer.
25. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
26. Pida consejo a su médico si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este producto.
27. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
28. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
29. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o en lactancia.
30. Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores articulares, si tiene musculosclerosis o después de una herida muscular grave.
31. Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor persistente (marcapapas) o cáncer.
32. Nunca toque los controles, ni enchufe/desenchufe la unidad con las manos mojadas.

LAVADO A MANO (recomendado)

Lave este producto a mano resultará en una vida útil mucho más larga que si se lava a máquina. Desconecte todos los cables y lave la parte de tela por separado a mano en agua fría hasta que no quede ningún rastro de detergente. Exprima el exceso de agua suavemente con la mano. NUNCA tuerza la funda. NO use un escurridor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO A MANO (recomendado)

Desenchufe la almohadilla y guárdela doblada, en un lugar seco.

3 ajustes de calor: (medio), LOW (bajo)

3 ajustes de calor: (medio), LOW (bajo)

Almohadilla térmica

Cable

CARACTERÍSTICAS DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA

Para ensamblar la almohadilla térmica, inserte el cable en el puerto de conexión en el costado de la unidad. Si desea usar calor húmedo, siga las instrucciones de la sección "Tratamiento con calor húmedo".

Para ensamblar la almohadilla térmica, inserte el cable en el puerto de conexión en el costado de la unidad. Si desea usar calor húmedo, siga las instrucciones de la sección "Tratamiento con calor húmedo".

Para ensamblar la almohadilla térmica, inserte el cable en el puerto de conexión en el costado de la unidad. Si desea usar calor húmedo, siga las instrucciones de la sección "Tratamiento con calor húmedo".

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

USE, DISCARD THE PAD IF INNER COVERING OR LINE CORD SHOW ANY SIGN OF DETERIORATION.

15. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. IF, FOR ANY REASON, THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, RETURN IT TO AUTHORIZED SERVICE CENTER AT ADDRESS GIVEN.
16. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS, AS SKIN BURNS COULD RESULT. USE WHEREVER HOT APPLICATIONS ARE DESIRABLE FOR PERSONAL COMFORT AND WHEREVER RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN OR DENTIST FOR THE RELIEF OF PAIN.
17. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING; TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
18. KEEP THE PAD AWAY FROM HEATED SURFACES.
19. PLACE PAD ON TOP AND NOT UNDER THE PART OF THE BODY NEEDING HEAT.
20. DO NOT PUT THIS PAD IN THE MICROWAVE.
21. DO NOT LEAVE PAD UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
22. DO NOT USE PADS UNDERNEATH BEDCOVERS AND OTHER TYPES OF BLANKETS. DO NOT PLACE COVERS, SUCH AS SHEETS AND BLANKETS, ABOVE PADS. ONLY THE CLOTH COVER PROVIDED WITH THE PAD SHOULD BE USED.
23. DO NOT USE PAD ON SENSITIVE SKIN OR WHEN TAKING MEDICATION THAT CAN CAUSE SENSITIVE SKIN.
24. DO NOT DRY-CLEAN THIS HEATING PAD. CLEANING SOLVENTS MAY HAVE A DETERIORATING EFFECT ON THE INSULATION OF THE HEATING ELEMENT.

WARNING – The Conair Memory Foam Heating Pad is an electrical device. To avoid electric shock:


1. Do not wash the unit with water. See Washing Instructions.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

2. Do not touch the plug or device with wet hands.
3. Do not touch unit to wet skin.
4. Do not use if cord or plug appears to be damaged.
5. Do not use the unit if it has been damaged, torn, or has come in contact with water.
6. Do not pull, lift, or carry unit by the power cord.
7. Do not operate the unit in areas where flammable or combustible products or vapors may be present. Explosion or fire may occur.
8. Do not allow children to use – this is not a toy. Do not leave small children unattended close to unit.
9. Not to be used by disabled, sleeping or unconscious persons.

Cautions:

- This heating pad should not be used in the following cases: If you have diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis and thrombosis, hemorrhages, inflammation of the skin, undetermined calf pain or joint pain, or if you have poor circulation. Consult a physician before using if you have any kind of fungal infection, swelling, fracture or persistent pain.
- Consult your physician should you have any therapeutic questions regarding use of this heating pad.
- Do not use on any unexplained pain, or swollen muscles, or following a serious muscular injury before consulting your physician.
- Keep away from children.
- Discontinue use of product if pain increases or swelling occurs after application.
- Do not use while bathing or showering. Use only in a dry area.
- Consult your doctor before using in case of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy or cancer.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- Never use any heating products on open wounds, discolored areas, or any



INSTRUCCIONES DE LAVADO A MÁQUINA

USE, DISCARD THE PAD IF INNER COVERING OR LINE CORD SHOW ANY SIGN OF DETERIORATION.


15. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. IF, FOR ANY REASON, THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, RETURN IT TO AUTHORIZED SERVICE CENTER AT ADDRESS GIVEN.
16. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS, AS SKIN BURNS COULD RESULT. USE WHEREVER HOT APPLICATIONS ARE DESIRABLE FOR PERSONAL COMFORT AND WHEREVER RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN OR DENTIST FOR THE RELIEF OF PAIN.
17. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING; TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
18. KEEP THE PAD AWAY FROM HEATED SURFACES.
19. PLACE PAD ON TOP AND NOT UNDER THE PART OF THE BODY NEEDING HEAT.
20. DO NOT PUT THIS PAD IN THE MICROWAVE.
21. DO NOT LEAVE PAD UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
22. DO NOT USE PADS UNDERNEATH BEDCOVERS AND OTHER TYPES OF BLANKETS. DO NOT PLACE COVERS, SUCH AS SHEETS AND BLANKETS, ABOVE PADS. ONLY THE CLOTH COVER PROVIDED WITH THE PAD SHOULD BE USED.
23. DO NOT USE PAD ON SENSITIVE SKIN OR WHEN TAKING MEDICATION THAT CAN CAUSE SENSITIVE SKIN.
24. DO NOT DRY-CLEAN THIS HEATING PAD. CLEANING SOLVENTS MAY HAVE A DETERIORATING EFFECT ON THE INSULATION OF THE HEATING ELEMENT.

WARNING – The Conair Memory Foam Heating Pad is an electrical device. To avoid electric shock:

1. Do not wash the unit with water. See Washing Instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- DANGER** – To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:
1. READ ALL INSTRUCTIONS.
 2. ALWAYS UNPLUG THE UNIT FROM THE ELECTRICAL OUTLET IMMEDIATELY AFTER USING.
 3. DO NOT USE WHILE SLEEPING. AVOID FALLING ASLEEP WHILE USING THE PRODUCT.
 4. DO NOT USE ON AN INFANT OR AN ANIMAL.
 5. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY ANY INDIVIDUAL WITH CERTAIN DISABILITIES, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.
 6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
 7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING; CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
 8. NEVER USE PAD WITHOUT REMOVABLE COVER IN PLACE.
 9. DO NOT USE IN AREAS WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
 10. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
 11. DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS.
 12. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.
 13. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
 14. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER AND LINE CORD BEFORE EACH



NOTA: Este calentador de almohadilla tiene una función de apagado automático de 60 minutos. Durante el uso, compruebe la piel bajo el calentador de almohadilla. No deje que se enfríe con frecuencia. No deje que se enfríe con frecuencia. Durante el uso, compruebe la piel.

1. Asegure el calentador de almohadilla a la superficie del tejido para el tratamiento de la humedad. No moje el calentador de almohadilla con agua.
2. Rocíe agua sobre la superficie del tejido para el tratamiento de la humedad.
3. Conecte el cable eléctrico en un tomacorriente de 120V AC.
4. Presione el botón ON/OFF; la luz indicadora de encendido se iluminará para indicar que el calentador de almohadilla está encendido.
5. Coloque el calentador de almohadilla en la parte superior del área que se va a tratar.
6. Cuando termine el tratamiento, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF para apagar el calentador de almohadilla.
7. Después de usarlo, seque la funda de tela y el calentador de almohadilla antes de guardarlos.

TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD

CONAIRcomfort™

almohadilla térmica de espuma con memoria



manual de instrucciones

para el modelo HP21

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

NOTA: Las imágenes utilizadas pueden diferir de las imágenes del producto real.

Do not use under covers



Do not sit on heating pad



Do not sharply fold or crease heating pad



Not for use by children



Do not sleep while using heating pad



Do not use heating pad punched up



For additional warnings, please see the Important Safety Instructions and Caution sections.

RESTRICCIÓN DE USOS DEL CALENTADOR DE ALMOHADILLA

NOTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2020 Conair Corporation
Glendale, AZ 85307

Fotografía de banco de imágenes
20PA071980

NOTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: CONAIR
Modelo: HP21
Descripción: ALMOHADILLA TÉRMICA
Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Rd. Stamford, CT 06902 1-800-334-4031
Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B ANSI C63.4-2014
Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24/9/2019

RESTRICCIÓN DE USOS DEL CALENTADOR DE ALMOHADILLA

Véase la sección "Medidas de seguridad importantes" para más información.



No permita que niños la usen



No use la almohadilla mientras duerme



No apretuje la almohadilla



No use la almohadilla debajo de sábanas/cobijas



No se siente en la almohadilla



No doble/plegue la almohadilla

NOTA: El producto comprado puede diferir del producto ilustrado.

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
visit us on the web at www.conair.com
©2020 Conair Corporation
Glendale, AZ 85307
stock.image
20PA071980

IB-16739



CONAIRcomfort™

memory foam heating pad

TRATAMIENTO CON CALOR HÚMEDO

1. Cerciórese de que la almohadilla está apagada.
2. Rocíe agua en la funda de tela.
3. Enchufe la unidad en una toma de corriente de 120 V AC.
4. Oprima el botón ON/OFF SETTINGS; el indicador luminoso se encenderá para indicar que la almohadilla se está calentando. Oprima repetidamente el botón ON/OFF SETTINGS para elegir el ajuste de calor deseado: bajo (LOW), medio (MED) o alto (HIGH).
5. Coloque la almohadilla sobre el área que desea tratar.
6. Después de terminar, mantenga oprimido el botón ON/OFF SETTINGS para apagar la unidad, y luego desenchufe el cable. Para sacar el máximo provecho de este producto, no lo use por más de 30 minutos a la vez.
7. Seque la funda de tela y la almohadilla antes de guardarlas.

NOTA: Este producto se apagará automáticamente después de 60 minutos. Examine la piel en contacto con la superficie caliente frecuentemente durante el uso. No descuide/deje sin vigilancia la almohadilla.



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

instruction booklet for Model HP21