



**PHILIPS**

**sonicare**

9900 Prestige









English 6  
Bahasa Melayu 24  
ภาษาไทย 44  
한국어 61

## Introduction

Congratulations on your new Philips Sonicare power toothbrush! Superior plaque removal, whiter teeth, and healthier gums are at your fingertips. Using Sonicare's combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you're getting the very best clean, every time.

Further support and product registration are available to you at: **[www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started)**  
Welcome to the Philips Sonicare family!



## Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

## Warnings

- Keep the charger away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use the charger provided with the product. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.

- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support'). If the cord is damaged, replace the charger with a new one.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

- To charge the battery, only use the USB wall adapter, charging base and charging travel case provided with the product: WAA1001, WAA2001, HX9200 or HX9200/B, and TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 or CBB2001. Do not use an extension cord.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes equipped with a radio frequency interface (Bluetooth or BrushSync) are in compliance with Directive 2014/53/EU.

- Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz
- Maximum Bluetooth radio frequency power: 3 dBm
- NFC radio frequency: 13.56 MHz
- Maximum NFC radio frequency power: 30.16 dBm



The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

## Intended use

Sonicare Prestige power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. Prestige power toothbrushes are intended for consumer home use. Use by children should be supervised by an adult.


## Your Philips Sonicare

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Premium All-in-One brush head (A3)
- 3 BrushSync symbol
- 4 Handle
- 5 Power on/off button
- 6 Intensity indicator and hidden button
- 7 SenseIQ indicator
- 8 Brush head replacement reminder indicator
- 9 Battery indicator
- 10 Brushing feedback light
- 11 Charging base
- 12 Charging stand
- 13 USB-A wall adapter
- 14 USB-C cord
- 15 Charging travel case
- 16 USB-C socket

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

The following symbols may appear on the product:  
Read Operator's Manual.





Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

## Sonicare App - Getting Started

The Sonicare app pairs with your toothbrush to provide you a connected experience. By connecting your toothbrush to your Sonicare app account, you will be able to:

- Customize your Sonicare toothbrush settings according to your preferred modes, intensity and toothbrush feedback.
- Track your brushing progress.
- Receive personalized tips and actionable recommendations to improve your oral health.
- Access the full range of benefits and receive ongoing upgrades to your Prestige experience.



The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones. More information is available at [www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started)

To start using the Sonicare app:



- 1 Download the Sonicare app to your phone.
- 2 Ensure your phone's Bluetooth is turned on.
- 3 Pick up your toothbrush to ensure it is active (lights on).
- 4 Open the app and follow guided steps.
- 5 Pair your toothbrush with the app.
- 6 Create your account via the app. Complete firmware update, if prompted, to access the latest improvements and features.
- 7 Brush regularly. You are ready to start your connected experience. When you regularly sync the toothbrush with the app, you can receive updates to help improve your oral healthcare.

**8** Sync regularly.

- **To sync manually:** Pair/connect your toothbrush with the app every couple of weeks to benefit from the app features/capabilities.
- **To sync automatically:** Allow location permission while setting up the app. By allowing location permissions, your phone knows when it is in the connection range of your toothbrush and can refresh your brushing data to the app to provide the latest insights and recommendations

Note: Make sure your phone's Bluetooth is turned on when using the app so that your toothbrush can transfer and update your brushing data to the app. If you have questions about why your brushing data is collected, be sure to review the Sonicare Privacy Statement, available throughout the app setup process.


## App - Features

The Sonicare App provides customizable settings for your toothbrush according to your preference, including:

- Intensity Settings
- Mode Controls
- Enable and disable Adaptive Intensity
- Enable and disable Scrubbing feedback


## Brush Head

Your Sonicare Prestige power toothbrush comes with the new "Premium All-in-One brush head" (A3). This brush head is specifically designed to provide exceptional plaque removal, whitening (stain removal), and gum health benefits.

Premium All-in-One brush heads come with BrushSync Technology (see description below) as indicated by the  symbol at the bottom of the brush head.


To explore our full range of brush head options, please visit our website for more information:

[www.philips.com/toothbrush-heads](http://www.philips.com/toothbrush-heads)




## Using your Philips Sonicare

### Brushing instructions



- 1 Push the brush head firmly onto the handle.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.



- 2 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.




- 3 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees). Apply light pressure to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.


Note: Keep the center of the brush head in contact with the teeth at all times.



- 4 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.



- 5 Apply light pressure to maximize Philips Sonicare's effectiveness and let the Philips Sonicare toothbrush do the brushing for you.



Note: The bristles should slightly flare. Do not scrub. A change in vibration from the handle and the brushing feedback light flashes purple to alert you when you apply too much pressure.

Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.

- 6 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.
- 7 The BrushPacer divides the brushing time into six equal segments and indicates when you should move to the next area. Segments are indicated with a brief pause in vibration. The toothbrush automatically stops at the end of the brushing session.

Note: Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces, dental modifications and dental restorations (fillings, crowns, veneers)


## Brushing modes

Your power toothbrush comes pre-set to the all-in-one clean mode that provides the dentist recommended 2 minute brushing routine, with a six segment brush pacer.

To personalize your brushing mode you can customize your power toothbrush settings from the Sonicare app (see 'Sonicare App - Getting Started').

Note: Although a mode is not displayed on the toothbrush handle, you can update the mode any time from the Sonicare App and your selection will be stored.

## Intensity settings




Your power toothbrush comes with 3 different intensity settings:


- High intensity (three lights)
- Medium intensity (two lights)
- Low intensity (one light)

To manually select your desired intensity, press the intensity indicator lights on the handle, to cycle through the options. The intensity setting can be changed before, during, or after brushing.

Note: The intensity setting can also be customized from the Sonicare app.

## BrushSync technology



BrushSync technology enables your brush head to communicate with your handle using a microchip. The  symbol at the bottom of the brush head indicates that the brush head is equipped with this technology.


BrushSync technology enables:

- Brush head replacement reminder
- BrushSync mode paring (for Tongue Care brush heads)

## Features

- SenseIQ
- Pressure Sensor Feedback
- Adaptive Intensity
- Scrubbing Feedback
- BrushPacer
- Brush head replacement reminder

## SenseIQ



Your Sonicare is equipped with SenseIQ technology that is a combination of smart features that observe your brushing behaviors (e.g. motions, habits, brush head choice) and provide personalized feedback and recommendations.

The SenseIQ features include:

- Adaptive Intensity

- Real time feedback:
    - Scrubbing Feedback
    - Pressure Sensor Feedback
  - Personalized recommendations in the app
  - Brushing behavior feedback in the app
- The SenseIQ icon on the handle will illuminate when the smart features are active:
- while brushing
  - to confirm enabling and disabling of settings

## Pressure Sensor Feedback



Your Sonicare toothbrush measures the pressure you apply while brushing to protect your gums and teeth from damage.

If you apply excess pressure, the handle will change its vibration and the brushing feedback light will flash (purple) at the bottom of the handle until you reduce the pressure.

**Note:** The Pressure Sensor comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

## Adaptive intensity

Your Sonicare toothbrush is designed with Adaptive Intensity to protect your gums. If you apply excess pressure for an extended period of time, your toothbrush will automatically lower the intensity setting 1 level. You will experience a brief pause in the pressure feedback and feel the intensity adjust to the next lower level.

**Note:** Adaptive Intensity comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

**Note:** Every new brushing cycle the intensity will go back to your pre-selected setting.

## Scrubbing Feedback

Your Sonicare toothbrush measures the motions while brushing to detect scrubbing behavior (see brushing instructions for optimal technique). If you regularly



scrub while brushing, the app will recommend that you enable Scrubbing Feedback. When Scrubbing Feedback is activated the brushing feedback light at the bottom of the handle will illuminate amber and the handle will change its vibration as a reminder to stop scrubbing. The brushing feedback light will turn off when you stop scrubbing.

Note: Scrubbing Feedback comes deactivated. To activate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

### BrushPacer




The BrushPacer divides the brushing time into six equal segments and indicates when you should move to the next area. Segments are indicated with a brief pause in vibration. The toothbrush automatically stops at the end of the brushing session.

Note: Additional segments may be added when you use White+ or Gum Health Modes. See Sonicare app for mode descriptions.

### Brush head replacement reminder

Your Sonicare toothbrush will track the wear of your smart brush head, using the BrushSync technology to measure:

- The overall pressure you apply while brushing
- The total time you have brushed with your brush head



Once your brush head is no longer effective, the brush head replacement reminder indicator light will blink amber and the handle will make a series of beeps and tones to indicate it is time to replace your brush head.

Note: The brush head replacement reminder comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

### Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:



- Adaptive Intensity
- Pressure Sensor Feedback
- Scrubbing Feedback
- Brush head replacement reminder

Note: Adaptive Intensity will be deactivated when pressure sensor is deactivated.

## From app

The following features can be activated or deactivated from the Sonicare app.

- Adaptive Intensity
- Scrubbing Feedback

For instruction for how to connect to the app (see 'Sonicare App - Getting Started').

## From handle

Step 1: Place the handle on the charging stand.

Step 2: Press and hold power button for:



Adaptive  
intensity

Brush head  
replacement  
reminder

Pressure Sensor  
Feedback

up to 3 seconds

Up to 5 seconds

Up to 7 seconds



Step 3: Let go power button when you hear

1 beep

1 beep and then  
2 beeps

1 beep, 2 beeps and  
then 3 beeps



SenseIQ indicator lights up for 3 seconds

Brush head replacement reminder indicator lights up for 3 seconds

SenseIQ indicator and light ring lights up purple for 3 seconds

Together with:



If you see the battery indication blink white 3 times and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.


OR




If you see battery indication blink amber 3 times and hear 3 tones high to low, then the feature has been deactivated.

## Charging and battery status


### Charging on charger base



- 1 Plug the USB cord of the charging base into the USB wall adapter and plug the wall adapter into an electrical outlet.




- 2 Place the charging stand (clear cover) on the charging base.




- 3 Place the toothbrush handle on the charger.
  - a To indicate charging has started successfully, the toothbrush will beep twice and the lights will illuminate in an upward motion.
  - b While charging the battery indicator blinks in white.
- 4 Leave the toothbrush on the charger until it is fully charged. The battery light will turn off (stop blinking) when the handle has finished charging.

Note: It may take up to 16 hours to fully charge your Sonicare toothbrush.


### Charging with the travel case




- 1 Plug the USB cord into the travel case and into the USB wall adapter.
- 2 Plug the wall adapter into an electrical outlet.



- 3 Place toothbrush into travel case.



- a To indicate charging has started successfully, the toothbrush will beep twice and the lights will illuminate in an upward motion.
  - b While charging the battery indicator blinks in white.
- 4 Leave travel case plugged in until toothbrush is fully charged. The battery light will turn off (stop blinking) when the handle has finished charging.



Note: Make sure the travel case is placed on its side for better stability.

### Battery Status (when handle is on a working charger or travel case)

When the handle is placed on the charger or in the travel case, the battery indication will communicate the battery level.

Battery status	Battery indication
Charging	Blinks in white
Full	Illuminates white for 30 seconds and then turns off.

### Battery Status (when handle is not placed on Charger)


When the toothbrush is awake, the battery light at the bottom of the handle will indicate the status of the battery.

Battery status	Battery indication	Sound
Full	Illuminated in white	-
Partially full	Blinks white	-
Low	Blinks amber	The handle emits 3 beeps after brushing
Empty	Blinks amber	The handle emits 2 sets of beeps after brushing


## Cleaning

### Brush head and handle


The brush heads and handle can be cleaned by rinsing it with warm water.



- 1 Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.



- 2 Rinse the entire handle, especially the brush head connection. Gently clean around the rubber seal. At least once a week.



**Note: Do not push on the rubber seal at the top of the handle.**

#### **Travel case and charger**

- 1 Unplug the charger and travel case before you clean them.
- 2 Use damp cloth to wipe the surface of the charger and travel case.

**Danger: Unplug the USB wall adapter and chargers before cleaning them.**

#### **Cautions:**

- Do not clean the product or accessories in the dishwasher.
- Do not use isopropyl alcohol, vinegar, bleach, or any other house hold cleaning products, to clean the product or accessories as this may cause discoloration.
- Make sure brush head and toothbrush are dry before storing in travel case.
- Do not use essential oils to clean the brush head, the product or accessories as this can cause damage

## **Storage**

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible Cause	Solution
I cannot fully attach the brush head. There is a gap between the brush head and handle.		This gap is normal and is needed for the brush head to vibrate appropriately.
My Philips Sonicare toothbrush vibration is less powerful than before.	The adaptive intensity function has been activated, the pressure sensor has been activated (see 'Pressure Sensor Feedback'), or the intensity was accidentally changed.	Turn off the adaptive intensity and/or the pressure sensor function (see 'Activating or deactivating features'), and/or raise the intensity level by pressing the intensity indicator light to the desired level (see 'Intensity settings').
My Philips Sonicare toothbrush is missing parts.	The missing parts are not included with the model you purchased.	The accessories and the number of brush head attachments are dependent on the model number you have purchased. You can find the HX model number at the bottom of your handle to identify what comes with your handle.

## Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

### Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or read the international warranty leaflet.

## Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

## Pengenalan

Tahniah kerana membeli berus gigi berkuasa Philips Sonicare baharu anda! Pembersihan plak yang lebih hebat, gigi lebih putih dan gusi lebih sihat di hujung jari anda. Dengan menggunakan gabungan teknologi sonik lembut Sonicare dan ciri yang dibangunkan serta terbukti secara klinikal, anda boleh yakin bahawa anda memperoleh hasil pembersihan yang terbaik pada setiap masa.

Sokongan dan pendaftaran produk lanjut tersedia untuk anda di: [www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started)

Selamat datang ke keluarga Philips Sonicare!



## Maklumat keselamatan penting

Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius.

## Amaran

- Pastikan pengecas berada jauh dari air.
- Selepas membersihkan, pastikan pengecas telah kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkannya ke soket dinding.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.



- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas yang disediakan dengan produk. Sekiranya dibekalkan, hanya gunakan kabel USB tulen dan unit bekalan kuasa USB.
- Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis pengguna. Jika perkakas tersebut rosak, berhenti menggunakan perkakas itu dan hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara (lihat 'Jaminan dan sokongan') anda. Sekiranya kordnya rosak, ganti pengecas dengan yang baharu.
- Jangan gunakan pengecas di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah.
- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.
- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.
- Berhenti menggunakan kepala berus dengan bulu kejur yang renyuk atau bengkok. Gantikan kepala berus setiap 3 bulan sekali atau lebih awal jika tanda-tanda haus kelihatan.

- Jika ubat gigi anda mengandungi peroksida, baking soda atau bikarbonat (biasa di dalam ubat gigi pemutihan), bersihkan kepala berus dengan teliti menggunakan sabut dan air selepas setiap kali digunakan. Ini mencegah kemungkinan rekahan pada plastiknya.
- Elakkan sentuhan langsung dengan produk yang mengandungi minyak pati atau minyak kelapa. Sentuhan mungkin menyebabkan bulu berus tertanggal.
- Untuk mengecas bateri, hanya gunakan penyesuai dinding USB, tapak pengecas dan bekas pengecas perjalanan yang disertakan bersama produk ini: WAA1001, WAA2001, HX9200 atau HX9200/B dan TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 atau CBB2001. Jangan gunakan kord pelanjutan.
- Cas, gunakan dan simpan produk pada suhu antara 0 °C hingga 40 °C.
- Jauhkan produk dan bateri daripada api dan jangan dedahkan kepada cahaya matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk menjadi panas secara luar biasa atau mengeluarkan bau, berubah warna atau jika pengecasan memakan masa yang lebih lama daripada biasa, berhenti menggunakan serta mengecas produk dan hubungi pengedar Philips tempatan anda.
- Jangan letakkan produk dan baterinya dalam ketuhar gelombang mikro atau pada dapur induksi.
- Jangan buka, ubah suai, tebuk, rosakkan atau merungkas produk atau bateri untuk mengelak bateri daripada memanas atau melepaskan bahan toksik atau berbahaya. Jangan pintaskan litar, terlebih cas atau melakukan pengecasan berbalik pada bateri.
- Jika bateri rosak atau bocor, elakkan daripada tersentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, bilas segera dengan air dan dapatkan rawatan perubatan.

## Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

## Arahan Peralatan Radio

Dengan ini, Philips mengisytiharkan bahawa berus gigi elektrik yang dilengkapi antara muka frekuensi radio (Bluetooth atau BrushSync) mematuhi Perintah 2014/53/EU.

- Frekuensi radio Bluetooth: 2.4 GHz
- Kuasa frekuensi radio Bluetooth maksimum: 3 dBm
- Frekuensi radio NFC: 13.56 MHz
- Kuasa frekuensi radio NFC maksimum: 30.16 dBm

Teks penuh perisytiharan pematuhan EU tersedia di alamat Internet yang berikut:

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

## Penggunaan yang dimaksudkan

Berus gigi berkuasa Sonicare Prestige bertujuan untuk menanggalkan plak dan sisa makanan yang melekat daripada gigi untuk mengurangkan kerosakan gigi dan menambah baik serta menjaga kesihatan oral. Berus gigi berkuasa Prestige bertujuan untuk penggunaan pengguna di rumah. Penggunaan oleh kanak-kanak hendaklah diawasi oleh orang dewasa.


## Philips Sonicare Anda

- 1 Penutup kembara yang bersih
- 2 Kepala berus Semua dalam Satu Premium (A3)
- 3 Simbol BrushSync
- 4 Pemegang
- 5 Butang kuasa hidup/mati
- 6 Penunjuk keamatan dan butang tersembunyi
- 7 Penunjuk SenseIQ
- 8 Penunjuk peringatan penggantian kepala berus
- 9 Penunjuk bateri
- 10 Lampu maklum balas memberus
- 11 Pangkalan pengecasan
- 12 Dirian pengecasan
- 13 Penyesuai dinding USB-A

- 14 Kord USB-C
- 15 Beg kembara pengecasan
- 16 Soket USB-C

Nota: Kandungan kotak mungkin berbeza berdasarkan model yang dibeli.

Simbol berikut mungkin muncul pada produk:  
Baca Manual Pengendali.



Bahagian Bekalan Kuasa Boleh Tanggal: "XXXXXX" menunjukkan nombor model pengecas yang diluluskan untuk digunakan.

## Aplikasi Sonicare – Bermula

Aplikasi Sonicare berpasangan dengan berus gigi anda untuk memberi anda pengalaman tersambung. Dengan menyambung berus gigi anda dengan akaun aplikasi Sonicare, anda akan dapat:

- Sesuaikan tetapan berus gigi Sonicare anda mengikut mod pilihan, keamatan dan maklum balas berus gigi yang anda inginkan.
- Jejak kemajuan pembersihan anda
- Terima petua dan cadangan tindakan yang boleh diambil yang diperibadikan untuk meningkatkan kesihatan mulut anda.
- Akses barisan penuh manfaat dan dapatkan peningkatan berterusan untuk pengalaman Prestige anda.

Aplikasi ini serasi dengan pelbagai jenis telefon pintar iPhone dan Android™. Maklumat lanjut boleh didapati di **[www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started)** Untuk mula menggunakan aplikasi Sonicare:





- 1 Muat turun aplikasi Sonicare ke telefon anda
- 2 Pastikan Bluetooth telefon anda dihidupkan.
- 3 Angkat berus gigi anda untuk memastikan ia aktif (lampu menyala).
- 4 Buka aplikasi dan ikuti langkah berpandu.
- 5 Pasangkan berus gigi anda dengan aplikasi tersebut
- 6 Buat akaun anda melalui aplikasi ini. Lengkapkan kemas kini perisian tegar, jika digesa, untuk mengakses penambahbaikan dan ciri terkini.
- 7 Berus dengan kerap. Anda sudah bersedia untuk memulakan pengalaman tersambung anda. Apabila anda kerap menyejajarkan berus gigi dengan aplikasi ini, anda boleh menerima kemas kini untuk membantu meningkatkan penjagaan kesihatan mulut anda.
- 8 Segerakkan secara berkala.
  - **Untuk menyejajarkan secara manual:** Pasangkan/sambungkan berus gigi anda dengan aplikasi setiap beberapa minggu untuk memanfaatkan ciri/keupayaan aplikasi.
  - **Untuk menyejajarkan secara automatik:** Izinkan kebenaran lokasi semasa menyediakan aplikasi ini. Dengan mengizinkan kebenaran lokasi, telefon anda mengetahui waktu ia berada dalam julat sambungan berus gigi anda dan boleh memuatkan semula data memberus anda kepada aplikasi ini untuk memberikan pemahaman dan cadangan terkini.

Nota: Pastikan Bluetooth telefon anda dihidupkan ketika menggunakan aplikasi ini supaya berus gigi anda boleh memindahkan dan mengemas kini data memberus ke aplikasi. Jika anda mempunyai soalan tentang sebab data memberus anda dikumpulkan, pastikan untuk menyemak Pernyataan Privasi Sonicare, yang tersedia sepanjang proses persediaan aplikasi tersebut.


## Aplikasi - Ciri

Aplikasi Sonicare menyediakan tetapan yang boleh disesuaikan untuk berus gigi anda mengikut pilihan anda, termasuk:

- Tetapan Keamatan
- Kawalan Mod
- Mendaya dan menyahdaya Keamatan Adaptif
- Mendayakan dan menyahdaya maklum balas menggosok


## kepala berus

Berus gigi Sonicare Prestige anda dilengkapi "kepala berus Semua dalam Satu Premium" yang baharu (A3). Kepala berus direka khusus untuk menyediakan penanggalan plak, pemutihan (penghapusan kesan) dan manfaat kesihatan gusi yang luar biasa.

Kepala berus Semua dalam Satu Premium dilengkapi dengan Teknologi BrushSync (lihat huraian di bawah) sebagaimana yang ditunjukkan oleh  simbol di bahagian bawah kepala berus.

Untuk meneroka pelbagai pilihan kepala berus kami, sila layari laman web kami untuk mendapatkan maklumat lanjut:

[www.philips.com/toothbrush-heads](http://www.philips.com/toothbrush-heads)




## Menggunakan Philips Sonicare

### Arahan pemberusan



- 1 Tolak kepala berus dengan ketat pada pemegang.

Nota: Menjadi perkara biasa untuk melihat jurang antara kepala berus dan pemegang. Ini membolehkan kepala berus bergetar dengan betul.



- 2 Basahkan bulu kejur dan letakkan sedikit ubat gigi.




- 3 Tempatkan bulu kejur berus gigi pada gigi dengan menyendeng sedikit (45 darjah). Beri tekanan ringan untuk membuat bulu mencapai garis gusi atau sedikit di bawah garis gusi.

Nota: Pastikan bahagian tengah kepala berus bersentuhan dengan gigi pada setiap masa.



- 4 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk menghidupkan Philips Sonicare.





- 5 Tekan dengan perlahan untuk memaksimumkan keberkesanan Philips Sonicare dan biarkan berus gigi Philips Sonicare menjalankan pemberusan untuk anda.

Nota: Bulu kejuranya hendaklah kembang sedikit. Jangan gosok. Perubahan getaran daripada pemegang dan lampu maklum balas memberus berkelip ungu untuk memberi amaran ketika anda mengenakan terlalu banyak tekanan.



Gerakkan kepala berus dengan perlahan merentasi gigi dalam gerakan pergi balik yang sedikit agar berus kejur yang lebih panjang akan sampai ke ruang di antara gigi anda. Teruskan pergerakan ini sepanjang kitaran pemberusan.

## 32 Bahasa Melayu



- 6 Untuk membersihkan permukaan bahagian dalam gigi hadapan, condongkan pemegang berus separuh tegak dan buat beberapa gerakan memberus bertindih menegak pada setiap gigi.
- 7 BrushPacer membahagikan masa memberus kepada enam segmen yang sama dan menunjukkan bila anda perlu beralih ke kawasan seterusnya. Segmen ditunjukkan dengan jeda sebentar getaran. Berus gigi akan berhenti secara automatik pada penghujung sesi memberus.

**Nota:** Berus gigi Philips Sonicare selamat digunakan pada pendakap, pengubahsuaian gigi dan pemulihan gigi (tampalan, korona, venir)


### Mod memberus

Berus gigi berkuasa anda telah ditetapkan lebih awal kepada mod cuci semua dalam satu yang menyediakan rutin memberus gigi yang disyorkan oleh doktor gigi selama 2 minit, dengan perentak berus enam segmen.

Untuk memperibadikan mod memberus anda, anda boleh menyesuaikan tetapan berus gigi kuasa anda daripada aplikasi (lihat 'Aplikasi Sonicare - Bermula') Sonicare.

**Nota:** Walaupun mod tidak dipaparkan pada pemegang berus gigi, anda boleh mengemas kini mod tersebut pada bila-bila masa daripada Aplikasi Sonicare dan pilihan anda akan disimpan.


### Tetapan intensiti



Berus gigi berkuasa anda dilengkapi dengan 3 tetapan keamatan yang berlainan:

- Keamatan tinggi (tiga lampu)
- Keamatan sederhana (dua lampu)
- Keamatan rendah (satu lampu)







Untuk memilih keamatan yang anda inginkan secara manual, tekan lampu penunjuk keamatan pada pemegang, untuk mengitar melalui pilihan. Tetapan keamatan boleh diubah sebelum, semasa, atau selepas memberus.

**Nota:** Tetapan keamatan juga boleh disesuaikan daripada aplikasi Sonicare.

## Teknologi BrushSync



Teknologi BrushSync membolehkan kepala berus anda berkomunikasi dengan pemegang anda menggunakan mikrocip. Simbol  di bahagian bawah kepala berus menandakan bahawa kepala berus dilengkapi dengan teknologi ini.


Teknologi BrushSync membolehkan:

- Peringatan penggantian kepala berus
- Memasangkan mod BrushSync (untuk kepala berus Penjagaan Lidah)

## Ciri

- SenseIQ
- Maklum balas Sensor Tekanan
- Keamatan Adaptif
- Maklum Balas Menggosok
- BrushPacer
- Peringatan penggantian kepala berus

## SenseIQ



Sonicare anda dilengkapi dengan teknologi SenseIQ, iaitu gabungan ciri pintar yang memerhatikan tingkah laku memberus gigi anda (contohnya, pergerakan, tabiat, pilihan kepala berus) dan memberikan maklum balas dan cadangan yang diperibadikan.

Ciri-ciri SenseIQ merangkumi:

- Keamatan Adaptif
- Maklum balas masa nyata:
  - Maklum Balas Menggosok
  - Maklum balas Sensor Tekanan
- Cadangan yang diperibadikan dalam aplikasi
- Memberi maklum balas tingkah laku dalam aplikasi

Ikon SenseIQ pada pemegang akan menyala apabila ciri pintar aktif:

- semasa memberus
- untuk mengesahkan tetapan didayakan dan dinyahdayakan

### Maklum balas Sensor Tekanan



Berus gigi Sonicare anda mengukur tekanan yang anda gunakan semasa memberus untuk melindungi gusi dan gigi anda daripada rosak.

Sekiranya anda mengenakan tekanan berlebihan, pemegang akan mengubah getarannya dan lampu maklum balas memberus akan berkelip (ungu) di bahagian bawah pemegang sehingga anda mengurangkan tekanan.

**Nota:** Sensor Tekanan akan terus diaktifkan bersama produk anda. Untuk menyahaktifkan ciri ini, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

### Keamatan Adaptif

Berus gigi Sonicare anda direka dengan Keamatan Adaptif untuk melindungi gusi anda. Sekiranya anda mengenakan tekanan berlebihan untuk tempoh masa yang lama, berus gigi anda akan menurunkan tetapan keamatan 1 tahap. Anda akan mengalami jeda sebentar dalam maklum balas tekanan dan merasai keamatan dilaraskan ke tahap yang lebih rendah seterusnya.

**Nota:** Keamatan Adaptif diaktifkan dengan produk anda. Untuk menyahaktifkan ciri ini, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

**Nota:** Setiap kitaran memberus, keamatan akan kembali kepada tetapan yang anda pilih lebih awal.

### Maklum Balas Menggosok

Berus gigi Sonicare anda mengukur gerakan semasa memberus untuk mengesan tingkah laku menggosok (lihat arahan memberus untuk teknik optimum).


Sekiranya anda kerap menggosok sambil memberus, aplikasi akan mengesyorkan agar anda mengaktifkan Maklum Balas Menggosok.



Apabila Maklum Balas Menggosok diaktifkan, lampu maklum balas menyala di bahagian bawah pemegang akan berwarna kuning dan pemegang akan mengubah getarannya sebagai peringatan untuk berhenti menggosok. Lampu maklum balas memberus akan mati apabila anda berhenti menggosok.

Nota: Maklum Balas Menggosok didatangkan dengan dinyahaktifkan. Untuk mengaktifkan ciri ini, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

## BrushPacer



BrushPacer membahagikan masa memberus kepada enam segmen yang sama dan menunjukkan bila anda perlu beralih ke kawasan seterusnya. Segmen ditunjukkan dengan jeda sebentar getaran. Berus gigi akan berhenti secara automatik pada penghujung sesi memberus.

Nota: Segmen tambahan boleh ditambah semasa anda menggunakan Mod Kesihatan Putih+ atau Gusi. Lihat aplikasi Sonicare untuk keterangan mod.


## Peringatan penggantian kepala berus

Berus gigi Sonicare anda akan menjejaki kelusuhan kepala berus pintar anda, menggunakan teknologi BrushSync untuk mengukur:

- Tekanan keseluruhan yang anda kenakan semasa memberus
- Jumlah masa yang telah anda berus dengan kepala berus anda

Setelah kepala berus anda tidak lagi berkesan, lampu penunjuk peringatan penggantian kepala berus akan berkelip kuning dan pemegangnya akan membuat serangkaian bunyi bip dan nada untuk menunjukkan bahawa sudah tiba masanya untuk menggantikan kepala berus anda.

Nota: Peringatan penggantian kepala berus diaktifkan bersama-sama produk anda. Untuk menyahaktifkan ciri ini, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.



## Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri yang berikut bagi berus gigi anda:

- Keamatan Adaptif
- Maklum balas Sensor Tekanan
- Maklum Balas Menggosok
- Peringatan penggantian kepala berus

Nota: Keamatan Adaptif akan dinyahaktifkan apabila sensor tekanan dinyahaktifkan.

### Daripada aplikasi

Ciri-ciri berikut boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan daripada aplikasi Sonicare.

- Keamatan Adaptif
- Maklum Balas Menggosok

Untuk arahan cara bersambung ke aplikasi (lihat 'Aplikasi Sonicare – Bermula').

### Daripada pemegang

Langkah 1: Letakkan pemegang pada kaki pengecas.



Langkah 2: Tekan dan tahan butang kuasa untuk:

Keamatan Adaptif	Peringatan penggantian kepala berus	Maklum balas Sensor Tekanan
------------------	-------------------------------------	-----------------------------

sehingga 3 saat	Sehingga 5 saat	Sehingga 7 saat
-----------------	-----------------	-----------------



Langkah 3: Lepaskan butang kuasa apabila anda mendengar

1 bip

1 bip dan kemudian 2 bip

1 bip, 2 bip dan kemudian 3 bip




Penunjuk SenseIQ menyala selama 3 saat

Penunjuk peringatan penggantian kepala brus menyala selama 3 saat


Penunjuk SenseIQ dan gelung cahaya menyala ungu selama 3 saat

Bersama-sama dengan:



Jika anda melihat penunjuk bateri beryala putih 3 kali dan mendengar 3 nada dari rendah hingga tinggi, maka ciri tersebut telah diaktifkan.


ATAU




Jika anda melihat penunjuk bateri berkelip kuning 3 kali dan mendengar 3 nada tinggi hingga rendah, maka ciri tersebut telah dinyahaktifkan.

## Pengecasan dan status bateri


### Pengecasan di atas tapak pengecas



- 1 Pasangkan kabel USB daripada tapak pengecasan ke dalam penyusui dinding USB dan sambungkan penyusui dinding kepada soket elektrik.






- 2 Letakkan kaki pengecas (penutup lutsinar) pada tapak pengecas.



- 3 Letakkan pemegang berus gigi pada pengecas.
  - a Untuk menunjukkan pengecasan berjaya dimulakan, berus gigi akan berbunyi bip dua kali dan lampu akan menyala dalam pergerakan menaik.
  - b Semasa mengecas penunjuk bateri berkelip putih.
- 4 Biarkan berus gigi pada pengecas sehingga dicas sepenuhnya. Lampu bateri akan mati (berhenti berkelip) apabila pemegang selesai mengecas.

Nota: Masa yang diambil mungkin sehingga 16 jam untuk mengecas berus gigi Sonicare anda sepenuhnya.


### Mengecas dengan bekas perjalanan



- 1 Pasangkan kabel USB ke dalam bekas kembara dan ke dalam penyesuai dinding USB.
- 2 Masukkan penyesuai dinding ke dalam salur keluar elektrik.
- 3 Letakkan berus gigi ke dalam bekas kembara.
  - a Untuk menunjukkan pengecasan berjaya dimulakan, berus gigi akan berbunyi bip dua kali dan lampu akan menyala dalam pergerakan menaik.
  - b Semasa mengecas penunjuk bateri berkelip putih.

- 4 Biarkan bekas kembara tersambung sehingga berus gigi dicas sepenuhnya. Lampu bateri akan mati (berhenti berkelip) apabila pemegang selesai mengecas.

Nota: Pastikan bekas kembara diletakkan pada sisinya untuk kestabilan yang lebih baik.



### Status Bateri (semasa pemegang pada pengecas yang berfungsi atau bekas kembara)

Dengan pemegang diletakkan pada pengecas atau dalam beg kembara, penunjuk bateri akan memaklumkan paras bateri.

Status bateri	Penunjuk bateri
Mengecas	Berkelip putih
Penuh	Bernyala putih selama 30 saat dan kemudian padam.

### Status Bateri (apabila pemegang tidak diletakkan pada Pengecas)

Apabila berus gigi anda jaga, lampu bateri di bawah pemegang akan menunjukkan status bateri.

Status bateri	Penunjuk bateri	Bunyi
Penuh	Bernyala putih	-
Separa penuh	Berkelip putih	-
Rendah	Berkelip kuning jingga	Pemegang tersebut mengeluarkan 3 bip setelah memberus

Kosong


Berkelip kuning jingga

Pemegang tersebut mengeluarkan 2 set bunyi bip selepas memberus


## Pembersihan

### Berus kepala dan pemegang


Kepala dan pemegang berus dapat dibersihkan dengan membilas dengan air suam.



- 1 Keluarkan kepala berus daripada pemegang dan bilas hingga bersih.



- 2 Bilas keseluruhan pemegang, terutamanya sambungan kepala berus. Bersihkan di sekeliling pendedap getah dengan cermat. Sekurang-kurangnya seminggu sekali.



**Nota:** Jangan tekan pada pendedap getah di bahagian atas pemegang.

### Pengecas dan beg kembara

- 1 Cabut palam pengecas dan bekas kembara sebelum anda membersihkan produk tersebut.
- 2 Gunakan kain lembap untuk mengelap permukaan pengecas dan bekas kembara.

**Bahaya:** Cabut palam penyesuai dinding dan pengecas USB sebelum membersihkan peralatan tersebut.

### Amaran:

- Jangan bersihkan produk atau aksesori di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Jangan gunakan alkohol isopropil, cuka, peluntur atau mana-mana produk mencuci rumah yang lain untuk membersihkan produk atau aksesori kerana ini boleh menyebabkan perubahan warna.



- Pastikan kepala berus dan berus gigi kering sebelum disimpan dalam bekas kembara.
- Jangan gunakan minyak pati untuk membersihkan kepala berus, produk atau aksesori kerana ini boleh menyebabkan kerosakan

## Penyimpanan

Sekiranya anda tidak akan menggunakan produk untuk tempoh yang lama, cabut palam pengecas daripada alur keluar elektrik, bersihkannya dan simpan di tempat yang dingin dan kering yang jauh dari cahaya matahari.

## Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda mungkin hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Masalah	Kemungkinan Punca	Penyelesaian
Saya tidak boleh memasang kepala berus sepenuhnya. Terdapat ruang kecil antara kepala berus dengan pemegang.		Ruang ini perkara biasa dan diperlukan supaya kepala berus boleh bergetar dengan betul.
Getaran berus gigi My Philips Sonicare kurang kuat berbanding sebelumnya.	Fungsi keamatan adaptif telah diaktifkan, sensor tekanan telah diaktifkan (lihat 'Maklum balas Sensor Tekanan') atau keamatan berubah secara tidak sengaja.	Matikan fungsi (lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri') keamatan adaptif dan/atau sensor tekanan dan/atau tambah tahap keamatan dengan menekan lampu penunjuk keamatan ke tahap (lihat 'Tetapan intensiti') yang dikehendaki.

Masalah	Kemungkinan Punca	Penyelesaian
Ada bahagian berus gigi My Philips Sonicare yang tiada.	Bahagian yang tiada ini tidak disertakan dengan model yang anda beli.	Aksesori dan bilangan sambungan kepala berus bergantung pada nombor model yang anda beli. Anda boleh mendapati nombor model HX di bahagian bawah pemegang anda untuk mengenal pasti disertakan dengan pemegang anda.

## Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan bateri secara berasingan.

### Penanggalan bateri boleh cas semula terbina dalam

Bateri boleh cas semula yang terbina dalam mesti ditanggalkan oleh profesional yang berkelayakan semasa produk dibuang. Petunjuk untuk penanggalan bateri yang boleh cas semula terbina dalam boleh didapati di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) atau baca risalah jaminan antarabangsa.

## Sekatan jaminan

Terma jaminan sedunia tidak meliputi yang berikut:

- Kepala berus.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak diluluskan.

- Kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, pensia-siaan, pengabaian, ubah suaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan.
- Haus dan lusuh yang biasa termasuklah terserpih, tercalar, lelasan, perubahan warna atau keputaran.

## 44 ภาษาไทย

### ข้อมูลเบื้องต้น



ขอแสดงความยินดีกับแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ตามใหม่ของคุณ ที่นี้การขัดคราบพลัคอย่างยอดเยี่ยม ฟันที่ขาวขึ้น และสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้นก็อยู่แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส Sonicare ผสานรวมเทคโนโลยี Sonic ที่นุ่มนวลและมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนาและพิสูจน์ทางการแพทย์มาแล้ว คุณจึงมั่นใจ ได้ถึงความสะอาดหมดจดทุกครั้งที่ใช้งาน คุณสามารถดูข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่: [www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started) ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Philips Sonicare

### ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้

### คำเตือน

- เก็บแท่นชาร์จให้ห่างจากน้ำ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ควรดูให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จแห้งสนิทก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับเต้ารับบนผนัง
- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัส ไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา โดยไม่มีการควบคุมดูแล ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริโภคนวัตกรรมของแท้ของ Philips ใช้แท่นชาร์จที่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น ใช้เฉพาะสาย USB และหน่วยจ่ายไฟ USB ของแท่นเท่านั้น หากมีมาให้
- เครื่องนี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ หากเครื่องเกิดความเสียหาย โปรดหยุดใช้งานและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ (ดู 'การรับประกันและสนับสนุน') ของคุณ หากสายไฟเสียหาย ให้เปลี่ยนแท่นชาร์จใหม่

- อย่าใช้แท่นชาร์จกลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้น เหยือก และลิ้นเท่านั้น
- หยดูใช้เครื่องและปรึกษาทันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมากเกิน 10 ครั้งการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1 สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากเคยผ่านการผ่าตัดหรือศัลยกรรมภายในช่องปากในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้งาน
- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน
- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องนี้
- เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการค้าดำเนินการทางทันตกรรมได้
- หยดูใช้หัวแปรงที่ถูกกดทับหรือมีขนแปรงที่โค้งงอ เปลี่ยนหัวแปรงใหม่ทุก 3 เดือนหรือเร็วกว่านั้นเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมสภาพ
- หากยาสีฟันของคุณมีเพร็อกไซด์ ผงฟ หรือไบคาร์บอเนต (ใช้โดยทั่วไปในยาสีฟันที่มีสารทำให้ฟันขาว) ให้ทำความสะอาดหัวแปรงด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อน
- ควรหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันมะพร้าว เพราะอาจส่งผลให้ขนแปรงแข็งผิดรูป
- ในการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ใช้อะแดปเตอร์เสียบผนัง USB, ฐานชาร์จ และกล่องบรรจุพุกาแบบชาร์จไฟ ได้ที่เข้ากับผลิตภัณฑ์เท่านั้น: WAA1001, WAA2001, HX9200 หรือ HX9200/B และ TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 หรือ CBB2001
- ห้ามใช้สายต่อ
- ชาร์จไฟ ใช้งาน และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 °C และ 40 °C
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้
- ห้ามสัมผัสกับผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี หรือใช้เวลาชาร์จนานปกติ ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แลติดต่อ Philips
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟหรือบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

- ห้ามเปิด ดัดแปลง เจาะ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย อย่าทำให้แบตเตอรี่เกิด ไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จ ไฟเกิน หรือชาร์จ ไฟกลับด้าน
- หากแบตเตอรี่เสียหายหรือรั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที และไปพบแพทย์

## สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips

เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

## ข้อกำหนดอุปกรณ์วิทยุ

Philips ขอประกาศ ณ ที่นี้ว่า

แปรงสีฟัน ไฟฟ้าที่ใช้อินเตอร์เฟซความถี่คลื่นวิทยุ (Bluetooth หรือ BrushSync) สอดคล้องกับข้อกำหนด 2014/53/EU

- ความถี่วิทยุ Bluetooth: 2.4 GHz
- กำลังความถี่วิทยุ Bluetooth สูงสุด: 3 dBm
- ความถี่วิทยุ NFC: 13.56 MHz
- กำลังความถี่วิทยุ NFC สูงสุด: 30.16 dBm

ขอความเกี่ยวกับประกาศเรื่องความสอดคล้องกับ EU

ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## วัตถุประสงค์การใช้งาน

แปรงสีฟัน ไฟฟ้า Sonicare Prestige

ใช้สำหรับขัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดแน่นจากฟันเพื่อลดฟันผุ

และปรับปรุงและรักษาสุขภาพของปาก แปรงสีฟัน ไฟฟ้า Prestige

ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานภายในบ้านของผู้บริโภค


การใช้งานโดยเด็กควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

## Philips Sonicare ของคุณ

- 1 ฝาครอบปิดแบบพกพาที่ถูกสุขอนามัย
- 2 หัวแปรง All-in-One ระดับพรีเมียม (A3)
- 3 สัญลัษณ์ BrushSync
- 4 ตามจับ
- 5 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 6 สัญญาณไฟแสดงความเข้มและปุ่มที่ซ่อนอยู่
- 7 สัญญาณไฟ SenseIQ

- 8 สัญญาณไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง
- 9 สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
- 10 ไฟขอเสนอแนะสำหรับการแปรงฟัน
- 11 ฐานชาร์จ
- 12 แทนชาร์จไฟ
- 13 อะแดปเตอร์เสียบผนัง USB-A
- 14 สาย USB-C
- 15 แทนชาร์จแบบพกพา
- 16 เตารีด USB-C

หมายเหตุ: สิ่งที่อยู่ในกล่องอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ  
สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์:  
อ่านคู่มือผู้ใช้



ส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถอดออกได้: "xxxxxx"  
ระบุหมายเลขรุ่นของแทนชาร์จที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้

## แอป Sonicare - เริ่มต้นใช้งาน

แอป Sonicare จะจับคู่กับแปรงสีฟันของคุณเพื่อทำการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อแปรงสีฟันเข้ากับบัญชีแอป Sonicare คุณจะสามารรถ:

- ปรับแต่งการตั้งค่าแปรงสีฟัน Sonicare ของคุณตามโหมด ความเข้ม และขอเสนอแนะสำหรับแปรงสีฟันที่คุณต้องการ
- ติดตามความก้าวหน้าในการแปรงฟันของคุณ
- รับเคล็ดลับส่วนบุคคลและคำแนะนำที่สามารถดำเนินการได้เพื่อปรับปรุงสุขภาพของปากของคุณ
- เข้าถึงลิขธิประโยชน์มากมายและรับการอัปเดตสำหรับประสบการณ์การใช้งาน Prestige ของคุณอย่างต่อเนื่อง

แอปนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ iPhone และสมาร์ทโฟน Android™ หลายรุ่น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started) ในการเริ่มต้นใช้งานแอป Sonicare ให้ทำดังนี้:





- 1 ดาวน์โหลดแอป Sonicare ลงบนโทรศัพท์ของคุณ
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิด Bluetooth อยู่
- 3 ย้ายแปรงสีฟันของคุณขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอยู่ (ไฟสว่างขึ้น)
- 4 เปิดแอปและทำตามขั้นตอนที่แนะนำ
- 5 จับคู่แอปเข้ากับแปรงสีฟันของคุณ
- 6 สร้างบัญชีของคุณผ่านแอป อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากได้รับแจ้ง ให้เขาไปที่การปรับปรุงและคุณสมบัตिलाสุด
- 7 แปรงฟันเป็นประจำ  
คุณพร้อมที่จะเริ่มรับประสบการณ์การเชื่อมต่อกับการแปรงฟันแล้ว เมื่อคุณซิงค์แปรงสีฟันกับแอปเป็นประจำ คุณสามารถรับการอัปเดตเพื่อช่วยปรับปรุงการดูแลสุขภาพของปากของคุณได้

**8 ซิงค์เป็นประจำ**

- เมื่อต้องการซิงค์ด้วยตนเอง:  
จับคู่/เชื่อมต่อแปรงสีฟันของคุณกับแอปทุกสองสามสัปดาห์เพื่อรับประโยชน์จากคุณสมบัติ/ความสามารถของแอป
- เมื่อต้องการซิงค์โดยอัตโนมัติ:  
อนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งขณะตั้งค่าแอป  
เมื่ออนุญาตการเข้าถึงตำแหน่ง  
โทรศัพท์ของคุณจะทราบเมื่ออยู่ในช่วงการเชื่อมต่อของแปรงสีฟัน และสามารถรีเฟรชข้อมูลการแปรงฟันไปยังแอปเพื่อให้อัตโนมัติและค่าแนะนำล่าสุดได้


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth ของโทรศัพท์เปิดอยู่เสมอเมื่อใช้แอป เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณสามารถถ่ายโอนและอัปเดตข้อมูลการแปรงฟันไปยังแอปได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการแปรงฟันของคุณ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ Sonicare ซึ่งมีอยู่ในกระบวนการติดตั้งแอปทุกขั้นตอน


**แอป - คุณสมบัติ**

- แอป Sonicare ให้การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สำหรับแปรงสีฟันของคุณตามความต้องการของคุณ ซึ่งรวมถึง:
- การตั้งค่าความแรง
  - การควบคุมโหมด
  - เปิดใช้งานและปิดใช้งานความเข้มที่ปรับได้
  - เปิดใช้งานและปิดใช้งานขอเสนอแนะสำหรับการขัด



## หัวแปรง



แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare Prestige ของคุณมาพร้อมกับ "หัวแปรง All-in-One ระดับพรีเมียม" (A3) ใหม่ หัวแปรงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบการขัดคราบจุลินทรีย์ การฟอกสีฟัน (การขัดคราบ) และประโยชน์ต่อสุขภาพเหงือกที่ดีเยี่ยม หัวแปรง All-in-One ระดับพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยี BrushSync (ดูคำอธิบายด้านล่าง) ตามที่ระบุโดยสัญลักษณ์  ที่ด้านล่างของหัวแปรง เพื่อสำรวจตัวเลือกหัวแปรงทั้งหมดของเรา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: [www.philips.com/toothbrush-heads](http://www.philips.com/toothbrush-heads)

## การใช้งาน Philips Sonicare ของคุณ

## คำแนะนำการแปรงฟัน



- 1 ดันหัวแปรงให้เข้าไปในตำแหน่งอย่างมั่นคง




หมายเหตุ: คุณสามารถมองเห็นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างหัวแปรงและตามจับได้เป็นเรื่องปรกติ ช่องว่างนี้จะช่วยให้หัวแปรงสั่นสะเทือน ได้อย่างเหมาะสม

- 2 ทำขนแปรงสีฟันให้เปียกและบีบยาสีฟันออกมาเล็กน้อย

- 3 วางแปรงสีฟันให้ขนแปรงทำมุมเฉียงกับฟันเล็กน้อย (45 องศา) ใช้แรงกดเบาๆ เพื่อให้ขนแปรงเข้าถึงขอบเหงือก หรืออยู่ใต้ขอบเหงือกเล็กน้อย

หมายเหตุ: รักษาให้ส่วนกลางของหัวแปรงสัมผัสกับฟันอยู่ตลอดเวลา

## 50 ภาษาไทย



4 กดปุ่ม 'เปิด/ปิด' เพื่อเปิดสวิทช์ Philips Sonicare

5 ใช้แรงกดเบาๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Philips Sonicare และปล่อยให้แปรงสีฟัน Philips Sonicare แปรงฟันให้คุณ

หมายเหตุ: ขนแปรงอาจบานออกเล็กน้อย ห้ามขัด เครื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงในการสัมผัสเตือนจากตามจับและไฟข้อ- สอนแนะสำหรับการแปรงฟันจะกะพริบเป็นสีม่วงเพื่อแจ้งเตือนคุณ- เมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป

ดูอย่า เลื่อนหัวแปรงไปมาอย่างช้าๆ ด้วยการเคลื่อนไหวเบาๆและออกเล็กน้อย เพื่อให้ขนแปรงที่ยาวเข้าถึงซอกฟันของคุณ ได้ทั่วถึง เคลื่อนไหวในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดรอบการแปรงฟัน

6 ในการทำความสะอาดด้านในของฟันหน้า ให้เอียงตามแปรงจับแบบกึ่งตั้งขึ้น และแปรงลงในแนวตั้งซ้ำกันหลายๆ ครั้งที่จะซี่

7 BrushPaçer แบ่งเวลาการแปรงฟันออกเป็นทุกส่วนเท่าๆ กัน และระบวามือใดที่คุณควรย้ายไปยังพื้นที่ถัดไป แปรงจะหยุดสั่นสะเทือนเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อเป็นสัญญาณระบวถึงส่วนต่างๆ แปรงสีฟันจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อจบรอบการแปรงฟัน

หมายเหตุ: แปรงสีฟัน Philips Sonicare สามารถใช้กับเหล็กดัดฟัน การจัดฟัน และการบูรณะฟัน (อุดฟัน ครอบฟัน เคลือบฟัน) ได้อย่างปลอดภัย


## โหมดการแปรงฟัน

แปรงสีฟันไฟฟ้าของคุณมาพร้อมการตั้งค่าล่วงหน้าในโหมดทำความสะอาดแบบ All-in-one ที่ให้กิจกรรมการแปรงฟัน 2 นาทีเป็นประจำตามที่ทันตแพทย์แนะนำ โดยแบ่งการแปรงฟันออกเป็นหกส่วน

เพื่อปรับแต่งโหมดการแปรงฟันของคุณ  
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าแรงสั่นไฟฟ้าของคุณจากแอป (ดู 'แอป  
Sonicare - เริ่มต้นใช้งาน') Sonicare ได้

หมายเหตุ: แม้ว่าโหมดจะไม่แสดงบนด้ามจับแปรงสีฟัน  
แต่คุณสามารถอัปเดตโหมดได้ตลอดเวลาจากแอป Sonicare  
และแอปจะจัดเก็บการเลือกของคุณเอาไว้

### ระดับความแรง




แปรงสีฟันไฟฟ้าของคุณมีการตั้งค่าความแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ:

- ความเข้มสูง (ไฟสามดวง)
- ความเข้มนปานกลาง (ไฟสองดวง)
- ความเข้มนต่ำ (ไฟหนึ่งดวง)

หากต้องการเลือกความเข้มนที่คุณต้องการด้วยตนเอง  
ให้กดปุ่มแสดงสถานะความเข้มนตามจับที่อุ่น ไปตามแต่ละตัวเลือก  
การตั้งค่าความเข้มนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อน ระหว่าง  
หรือหลังการแปรงฟัน

หมายเหตุ: การตั้งค่าความเข้มนสามารถปรับแต่งได้จากแอป Sonicare

### เทคโนโลยี BrushSync



เทคโนโลยี BrushSync  
ช่วยให้หัวแปรงสามารถสื่อสารกับด้ามจับของคุณได้โดยใช้ไมโครชิป  
สัญญาณ

ที่ด้านล่างหัวแปรงจะระบุว่าเป็นหัวแปรงมาพร้อมเทคโนโลยีนี้

เทคโนโลยี BrushSync ช่วย:

- สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง
- การจับคู่โหมด BrushSync (สำหรับหัวแปรงรักษาสุขภาพลิ้น)

### คุณสมบัติ

- SenseIQ
- ขอเสนอแนะสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกด
- ความเข้มนที่ปรับได้
- ขอเสนอแนะสำหรับการขัด
- เครื่องนับจังหวะการแปรง
- สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง

SenseIQ



Sonicare ของคุณมาพร้อมกับเทคโนโลยี SenseIQ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคุณสมบัติอัจฉริยะที่สังเกตพฤติกรรมการแปรงฟันของคุณ (เช่น การเคลื่อนไหว พฤติกรรม การเลือกหัวแปรง) และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ

คุณสมบัติ SenseIQ รวมถึง:

- ความเข้มที่ปรับได้
  - ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์:
    - ข้อเสนอแนะสำหรับการขัด
    - ข้อเสนอแนะสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด
  - คำแนะนำสำหรับคุณ โดยเฉพาะในแอป
  - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมแปรงฟันในแอป
- ไอคอน SenseIQ ที่ตามจับจะสว่างขึ้นเมื่อคุณสมบัติอัจฉริยะทำงาน:
- ขณะแปรงฟัน
  - เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานและการปิดใช้งานการตั้งค่า

ข้อเสนอแนะสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด

แปรงสีฟัน Sonicare ของคุณจะวัดแรงกดที่คุณใช้ในช่วงแปรงฟันเพื่อปกป้องเหงือกและฟันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป ตามจับจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนและไฟข้อเสนอแนะสำหรับการแปรงฟันจะกะพริบ (สีม่วง) ที่ด้านล่างของตามจับบนคุณจะถูกจะลดแรงกด



หมายเหตุ:  
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณจะเปิดการใช้งานไว้ หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ใหญ่ที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'

ความเข้มที่ปรับได้

แปรงสีฟัน Sonicare ของคุณ ได้รับการออกแบบให้มีความเข้มที่ปรับได้เพื่อปกป้องเหงือกของคุณ หากคุณใช้แรงกดมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน แปรงสีฟันของคุณจะลดการตั้งค่าความเข้มลง 1 ระดับโดยอัตโนมัติ คุณจะสัมผัสได้ถึงข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่มีการหยุดเป็นช่วงสั้นๆ และรู้สึกถึงความเข้มที่ปรับให้เข้ากับระดับถัดไปที่ต่ำกว่า

หมายเหตุ:  
ความเข้มที่ปรับได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณจะเปิดการใช้งานไว้ หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ใหญ่ที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'

หมายเหตุ: ทุกรอบการแปรงฟันใหม่ การตั้งค่าความเข้มจะกลับไประดับที่คุณเลือกไว้ล่วงหน้า


## ข้อเสนอแนะสำหรับการขัด



แปรงสีฟัน Sonicare ของคุณวัดการเคลื่อนไหวในขณะที่แปรงเพื่อตรวจจับพฤติกรรมกรรมาขัด (ดูคำแนะนำการแปรงฟันสำหรับเทคนิคที่ดีที่สุด) หากคุณขัดเป็นประจำขณะแปรงฟัน แอปจะแนะนำให้คุณเปิดใช้งานข้อเสนอแนะสำหรับการขัด เมื่อข้อเสนอแนะสำหรับการขัดเปิดใช้งานอยู่ ไฟข้อเสนอแนะสำหรับการแปรงฟันที่ด้านล่างของด้ามจับจะติดสว่างเป็นสีเหลือง และตามจับจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเป็นการเตือนให้หยุดขัด ไฟข้อเสนอแนะสำหรับการแปรงฟันจะดับลงเมื่อคุณหยุดขัด

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะสำหรับการขัดจะเปิดการใช้งานไว้ตั้งแต่นั้น หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ดูที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'


## เครื่องนับจังหวะการแปรง



BrushPaacer แบ่งเวลาการแปรงฟันออกเป็นทุกส่วนเท่าๆ กัน และระบุเวลาเมื่อใดที่คุณควรย้ายไปยังพื้นที่ถัดไป แปรงจะหยุดสั่นสะเทือนเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อเป็นสัญญาณระบุถึงส่วนต่างๆ แปรงสีฟันจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อจบรอบการแปรงฟัน

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมได้ เมื่อคุณใช้โหมดฟันขาว+ หรือรักษาสุขภาพเหงือก ดูแอป Sonicare สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

## สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง



แปรงสีฟัน Sonicare ของคุณจะติดตามการสึกหรอของหัวแปรงอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี BrushSync เพื่อวัด:

- แรงกดโดยรวมที่คุณใช้ขณะแปรงฟัน
- ระยะเวลาทั้งหมดที่คุณแปรงฟันด้วยหัวแปรงของคุณ

เมื่อหัวแปรงหมดประสิทธิภาพแล้ว ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงจะกะพริบเป็นสีเหลือง และตามแปรงจะทำการส่งเสียงบี๊พและดังขึ้นเพื่อระบุเวลาที่ควรต้องเปลี่ยนหัวแปรง

หมายเหตุ: สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณจะเปิดการใช้งานไว้ หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ดูที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'

## 54 ภาษาไทย

### การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ของแปรงสีฟันได้

- ความเขมที่ปรับได้
- ข้อเสนอแนะสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด
- ข้อเสนอแนะสำหรับการขัด
- สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง

หมายเหตุ:

แปรงจะปิดใช้งานความเขมที่ปรับได้เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดถูกปิดใช้งาน

### จากแอป

คุณสมบัติต่อไปนี้สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานจากแอป Sonicare ได้

- ความเขมที่ปรับได้
- ข้อเสนอแนะสำหรับการขัด

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อกับแอป (ดู 'แอป Sonicare - เริ่มต้นใช้งาน')

### จากด้ามจับ

ขั้นตอนที่ 1: วางด้ามจับบนแท่นชาร์จ

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สำหรับ:



ความเขมที่ปรับได้

สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง

ข้อเสนอแนะสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด

สูงสุด 3 วินาที

สูงสุด 5 วินาที

สูงสุด 7 วินาที

-

-

-

ขั้นตอนที่ 3: ปลดปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเมื่อได้ยิน

เสียงบี๊ฟ 1 ครั้ง

เสียงบี๊ฟ 1 ครั้ง  
และ ไดอินอีก 2 ครั้ง

เสียงบี๊ฟ 1 ครั้ง 2 ครั้ง  
และ ไดอินอีก 3 ครั้ง

-

-


-

สัญญาณไฟ  
SenseIQ  
ติดสว่างเป็นเวลา 3  
วินาที

สัญญาณไฟเตือนให้  
เปลี่ยนหัวแปรงติดสว  
างเป็นเวลา 3 วินาที


สัญญาณไฟ SenseIQ  
และแถบไฟติดสว่างเป็นสีม่วง-  
เป็นเวลา 3 วินาที

ร่วมกับ:



หูกคุณเห็นไฟสถานะแบตเตอรี่สีขาวกะพริบ 3 ครั้งและได้ยินเสียง 3 ครั้งจากเบาแล้วดังขึ้น แสดงว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว


หรือ



หูกคุณเห็นไฟสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีเหลือง 3 ครั้งและได้ยินเสียง 3 ครั้งจากเบาแล้วดังขึ้น แสดงว่ามีกรปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว


## การชาร์จและสถานะแบตเตอรี่

### การชาร์จบนฐานแทนชาร์จ




- 1 เสียบสาย USB ของฐานชาร์จเข้ากับอะแดปเตอร์เสียบผนัง USB และเสียบอะแดปเตอร์ติดผนังเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

- 2 วางแท่นชาร์จ (ฝาครอบใบ) บนฐานชาร์จ



- 3 วางด้ามจับแปรงสีฟันบนแท่นชาร์จ


## 56 ภาษาไทย




- a เพื่อระบุว่าการชาร์จเริ่มต้นสำเร็จ  
แปรงสีฟันจะส่งเสียงบีบสองครั้งและไฟจะติดสว่างขึ้นในลักษณะ  
ฉลจากระดับต่ำไปสูง
  - b ในขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีขาว
- 4 วางแปรงสีฟันไว้บนแท่นชาร์จจนกว่าจะชาร์จเต็ม  
ไฟแบตเตอรี่จะดับลง (หยุดกะพริบ) เมื่อตามจับชาร์จเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 16 ชั่วโมงในการชาร์จแปรงสีฟัน Sonicare  
ของคุณให้เต็ม


### การชาร์จด้วยแท่นชาร์จแบบพกพา




- 1 เสียบสาย USB เข้ากับกล่องบรรจุพกพา  
และเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์เสียบผนัง USB
- 2 เสียบอะแดปเตอร์ติดผนังเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า



- 3 วางแปรงสีฟันลงในกล่องบรรจุพกพา



- a เพื่อระบุว่าการชาร์จเริ่มต้นสำเร็จ  
แปรงสีฟันจะส่งเสียงบีบสองครั้งและไฟจะติดสว่างขึ้นในลักษณะ  
ฉลจากระดับต่ำไปสูง
  - b ในขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีขาว
- 4 เสียบปลั๊กกล่องบรรจุพกพาทั้งไว้จนกว่าแปรงสีฟันจะชาร์จจนเต็ม  
ไฟแบตเตอรี่จะดับลง (หยุดกะพริบ) เมื่อตามจับชาร์จเสร็จแล้ว



หมายเหตุ:  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องบรรจุพกพาวางอยู่ด้านข้างเพื่อให้อุ่นจนมากยิ่งขึ้น

### สถานะแบตเตอรี่ (เมื่อตามจับอยู่บนแท่นชาร์จหรือกล่องบรรจุพกพาที่ทำงานอยู่)

ขณะที่ตามจับอยู่บนแท่นชาร์จ หรือกล่องบรรจุพกพา  
ไฟสถานะแบตเตอรี่จะแจ้งระดับแบตเตอรี่



สถานะของแบตเตอรี่	สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่
การชาร์จ	ไฟสีเขียวกะพริบ
แบตเตอรี่เต็ม	ส่องไฟสีขาวเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วดับ

### สถานะแบตเตอรี่ (เมื่อคัมจับไม่ได้อยู่บนแท่นชาร์จ)

เมื่อแปลงสีพื้นดินตัวอยู่

ไฟสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของคัมแปลงจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่


สถานะของแบตเตอรี่	สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่	เสียง
แบตเตอรี่เต็ม	ไฟสีขาวจะสว่างขึ้น	-
แบตเตอรี่เกือบเต็ม	ไฟสีเขียวกะพริบ	-
ต่ำ	ไฟสีเหลืองกะพริบ	คัมจับส่งเสียงบีบ 3 ครั้งหลังจากแปลงฟัน
ไม่มี	ไฟสีเหลืองกะพริบ	คัมจับส่งเสียงบีบ 2 ชุดหลังจากแปลงฟัน

### การทำความสะอาด


หัวแปลงและคัมจับ

สามารถทำความสะอาดหัวแปลงและคัมจับได้โดยการล้างด้วยน้ำอุ่น


1 ถอดหัวแปลงออกจากคัมจับ และล้างให้ทั่ว



2 ล้างทั้งคัมจับ โดยเฉพาะที่จุดเชื่อมต่ออยู่กับหัวแปลง  
ทำความสะอาดรอบๆ ซี่อย่างเบาๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง



## 58 ภาษาไทย



### หมายเหตุ: อย่ากดที่ขั้วสายตรงด้านบนสุดของด้ามจับ

กล่องบรรจุพกพาและแท่นชาร์จ

- 1 ต้องถอดปลั๊กแท่นชาร์จและกล่องบรรจุพกพาออกก่อนที่คุณจะทำความสะอาด
- 2 ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวของแท่นชาร์จและกล่องบรรจุพกพา

### อันตราย: ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ชนิดผนัง USB และแท่นชาร์จก่อนทำความสะอาด

คำเตือน:

- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมในเครื่องล้างจาน
- ห้ามใช้ไฮโดรโฟลอะลกอฮอล์ น้ำสบู่ สเปรย์ฟอกขาว หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอื่นๆ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม
- เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวแปรงและแปรงสีฟันแห้งก่อนเก็บไว้ในกล่องบรรจุพกพา
- อย่าใช้น้ำมันหอมระเหยในการทำความสะอาดหัวแปรง ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

## การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด

## การแก้ปัญหา

บทนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถติดหัวแปรงได้อย่างสมบูรณ์ , มีช่องว่างระหว่างหัวแปรงและด้ามจับ		ช่องว่างนี้เป็นเรื่องปกติและจำเป็นสำหรับหัวแปรงเพื่อให้สามารถกลิ้งได้อย่างเหมาะสม

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
การสั่นสะเทือนของแปรงสีฟัน Philips Sonicare ของฉันอ่อนกำลังลงกว่าเมื่อก่อน	ช่วงชั้นความเข้มที่ปรับเปิดใช้งานอยู่ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดเปิดใช้งาน (ดู 'ข้อเสนอแนะสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด') อยู่ หรือความเข้มมีการเปลี่ยนแปลงโดย ไม่ตั้งใจ	ปิดความเข้มที่ปรับได้ และ/หรือฟังก์ชัน (ดู 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ') เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด และ/หรือเพิ่มระดับความเข้มโดย การถูกลู โฟ แสดงสถานะความเข้มให้อยู่ในระดับ (ดู 'ระดับความเข้ม') ที่ต้องการ
แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของฉันมีชิ้นส่วนขาดหายไป	ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปจะไม่รวมอยู่ในรุ่นที่คุณซื้อ	อุปกรณ์เสริมและจำนวนหัวแปรง ซึ่งอยู่กับหมายเลขรุ่นที่คุณซื้อ คุณสามารถค้นหาหมายเลขรุ่น HX ได้ที่ด้านล่างของตัวจับเพื่อระบุชิ้นส่วนที่มาพร้อมกับคัมจับของคุณ

## การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้อง นำมาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ไปทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

### การถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัว

ต้องถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์  
สามารถดูคำแนะนำสำหรับการถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวได้ที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

## ข้อจำกัดการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบบทั่วโลกจะไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้:

- หัวแปรง
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

## 60 ภาษาไทย

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเมิดเงื่อนไขการใช้ การใช้โดยละเอียดและประมาท การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การชำรุดและการฉีกขาดที่เกิดขึ้นโดยปกติ ซึ่งรวมถึงการแตกกระเทาะ รอยครูด รอยขีดข่วน สีเปลี่ยนหรือสีซีดจาง

## 소개



Philips Sonicare 전동 칫솔을 새로 구매해 주셔서 감사합니다! 우수한 플라그 제거, 치아 착색 제거 및 건강한 잇몸을 체험하실 수 있습니다. 부드러운 음파 기술과 임상적으로 개발 및 검증된 기술이 결합된 소닉케어를 사용하면 매번 최적의 세정 효과를 얻을 수 있다는 점을 확신할 수 있습니다.

추가 지원 및 제품 등록은 [www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started)에서 하실 수 있습니다.

Philips Sonicare의 가족이 되신 것을 환영합니다!

## 중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

## 경고

- 충전기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 세척한 경우 충전기를 완전히 건조시킨 다음에 다시 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 본 장비는 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 제공되는 경우 원래 USB 케이블 및 USB 전원 공급 장치만 사용하십시오.

- 본 제품에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 제품에 손상된 부분이 있으면 사용을 중단하고 해당 국가 (보기 '품질 보증 및 지원')의 고객 상담실에 문의하십시오. 코드가 손상된 경우 충전기를 새 충전기로 교체하십시오.
- 충전기를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.
- 본 제품은 치아, 잇몸, 혀만을 세정하기 위한 용도로 설계되었습니다.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이나 지나도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 사용하십시오.
- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 칫솔모의 모가 눅거나 휘면 사용을 중단하십시오. 3개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.
- 사용하는 치약에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염 (일반적 미백 치약 성분)이 포함된 경우, 양치질을 하고 난 후 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어 내십시오. 이렇게 해야 플라스틱 부분의 손상을 방지할 수 있습니다.
- 에센셜 오일 또는 코코넛 오일이 함유된 제품과 직접적으로 닿지 않도록 하십시오. 닿을 경우 칫솔모가 빠질 수 있습니다.

- 배터리를 충전하려면 제품과 함께 제공된 USB 벽면 어댑터, 충전대 및 충전 여행용 케이스만 사용하십시오. WAA1001, WAA2001, HX9200 또는 HX9200/B 및 TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 또는 CBB2001. 연장선을 사용하지 마십시오.
- 제품은 0° C - 40° C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 제품과 배터리를 전자레인지에 넣거나 또는 인덕션 위에 올리지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.
- 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 헹구고 치료를 받으십시오.

## EMF (전자기장)

이 Philips 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

## 무선 장비 지침

무선 주파수 인터페이스(Bluetooth 또는 BrushSync)가 장착된 필립스 전동칫솔은 Directive 2014/53/EU를 준수합니다.

- Bluetooth 무선 주파수: 2.4GHz
- 최대 Bluetooth 무선 주파수 출력: 3dBm
- NFC 무선 주파수: 13.56MHz
- 최대 NFC 무선 주파수 전력: 30.16dBm

EU 적합성 선언의 전문을 볼 수 있는 인터넷 주소:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 용도

소닉케어 프레스티지 전동칫솔은 충치를 줄이고 구강 건강을 개선하고 유지할 수 있도록 치아에 붙어있는 플라그 및 음식물 잔여물을 제거합니다. 프레스티지 전동칫솔은 가정에서 사용하는 고객을 위한 제품입니다. 어린이는 성인의 감독하에 제품을 사용해야 합니다.

## Philips Sonicare

- 1 위생 칫솔모 캡
- 2 프리미엄 올인원 칫솔모(A3)
- 3 BrushSync 기호
- 4 핸들
- 5 전원 버튼
- 6 강도 표시등 및 숨겨진 버튼
- 7 SenseIQ 표시등
- 8 칫솔모 교체 알림 표시등
- 9 배터리 표시기
- 10 양치질 피드백 표시등
- 11 충전대
- 12 충전대
- 13 USB-A 벽면 어댑터
- 14 USB-C 코드
- 15 여행용 충전 케이스
- 16 USB-C 소켓

참고: 제품 구성품은 구입한 모델에 따라 다릅니다.

제품에 다음과 같은 기호가 나타날 수 있습니다.  
사용 설명서를 읽으십시오.



XXXXXX

분리형 전원 공급 장치 부품: "xxxxxx"는 사용할 승인된 충전기의 모델 번호를 나타냅니다.



## 소닉케어 앱 - 시작하기

소닉케어 앱은 칫솔과 페어링하여 커넥티드 경험을 제공합니다. 칫솔을 소닉케어 앱 계정에 연결하면 다음을 실행할 수 있습니다.

- 선호하는 모드, 강도 및 칫솔 피드백에 따라 소닉케어 칫솔 설정을 사용자 지정합니다.
- 양치질 진행 상황을 추적합니다.
- 구강 건강을 개선하기 위해 맞춤형 팁과 실행 가능한 권장 사항을 받습니다.
- 모든 혜택에 접근하고 고객님의 프레ستی지 칫솔에 대한 경험을 지속적으로 업그레이드 받습니다.

앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다. 자세한 내용은 [www.philips.com/Prestige-Get-Started](http://www.philips.com/Prestige-Get-Started)를 참조하십시오.

소닉케어 앱 사용을 시작하려면 다음을 수행합니다.



- 1 휴대전화에 소닉케어 앱을 다운로드합니다.
- 2 휴대전화의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.
- 3 칫솔이 설정되었는지 확인하기 위해 칫솔을 집어듭니다(표시등 켜짐).
- 4 앱을 열고 지침 단계를 따릅니다.
- 5 칫솔과 앱을 페어링합니다.
- 6 앱을 통해 계정을 만듭니다. 메시지가 나타나면 최신 개선사항과 기능에 접근 가능한 펌웨어 업데이트를 완료하십시오.
- 7 정기적으로 양치질합니다. 커넥티드 경험을 시작할 준비가 완료되었습니다. 칫솔을 앱과 정기적으로 동기화하면 구강 건강 관리를 개선하는 데 도움이 되는 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 8 정기적으로 동기화합니다.
  - **수동으로 동기화하려면 다음을 수행합니다.** 앱 기능의 혜택을 누리려면 몇 주마다 칫솔을 앱과 페어링/연결합니다.
  - **자동으로 동기화하려면 다음을 수행합니다.** 앱을 설정하는 동안 위치 권한을 허용합니다. 위치 권한을 허용하면 휴대 전화가 칫솔의 연결 범위를 인식하고 양치 데이터를 앱에서 갱신하여 최신 인사이트와 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

**참고:** 칫솔이 양치 데이터를 앱으로 전송하고 업데이트할 수 있도록 앱을 사용할 때 휴대 전화의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다. 양치 데이터를 수집하는 이유에 관한 문의사항이 있다면, 앱 설정을 진행하는 내내 확인할 수 있는 소닉케어 개인정보 보호정책을 반드시 검토하십시오.


## 앱 - 기능

소닉케어 앱은 다음과 같은 기본 설정에 따라 칫솔에 대한 사용자 지정 가능한 설정을 제공합니다.

- 강도 설정
- 모드 컨트롤
- 적응 강도 설정 및 해제
- 문지름 피드백 설정 및 해제


## 칫솔모

소닉케어 프레스티지 전동칫솔에는 새로운 "프리미엄 올인원 칫솔모"(A3)가 함께 제공됩니다. 이 칫솔모는 뛰어난 플라그 제거, 착색 제거, 잇몸 건강상의 이점을 제공하도록 특별히 설계되었습니다.

프리미엄 올인원 칫솔모에는 칫솔모 하단의  기호 표시에 따라 BrushSync 기술(아래 설명 참조)이 함께 제공됩니다.


칫솔모 옵션의 전체 범위를 탐색하려면 필립스 웹 사이트에서 자세한 내용을 확인하십시오.

[www.philips.com/toothbrush-heads](http://www.philips.com/toothbrush-heads)





## 필립스 소닉케어 사용

### 양치질 방법



- 1 칫솔모를 핸들 쪽으로 강하게 미십시오.



참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 생기는 것은 정상입니다. 이렇게 하면 칫솔모가 적절하게 진동합니다.

2 칫솔모에 소량의 치약을 바르십시오.

3 칫솔모를 치아에 45도 정도로 살짝 비스듬하게 올려 놓습니다. 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 살짝 닿도록 약하게 압력을 가합니다.

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.



4 전원 버튼을 눌러 Philips Sonicare를 켜십시오.

5 Philips Sonicare의 효과를 극대화하려면 칫솔모를 치아에 대고 세게 문지르지 마시고, 필립스 소닉케어 음파칫솔이 양치질을 하도록 맡겨두십시오.

참고: 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야 합니다. 문지르지 마십시오. 너무 많이 압력을 가하면 핸들에서 진동이 변경되고 양치질 피드백 표시등이 보라색으로 깜박거리어 이를 알려줍니다.

치아를 향해 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 움직여서 칫솔모의 끝 부분이 치아 사이 사이에 위치하도록 합니다. 이 방식으로 치아 전체를 닦습니다.

## 68 한국어



6 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 핸들을 수직 상태에서 살짝 기울인 후 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 양치질을 합니다.

7 브러시페이스서는 양치질 시간을 6개의 동일한 구역으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 나타냅니다. 각 구역은 진동이 잠시 일시 정지되며 알려줍니다. 칫솔은 양치질이 완료되면 자동으로 중지됩니다.

참고: Philips Sonicare 칫솔은 치아 교정기, 치아 조정 및 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)에 사용해도 안전합니다.


### 양치질 모드

전동칫솔은 치과 의사가 추천하는 2분의 양치질 루틴을 제공하는 울인원 클린 모드로 미리 설정되어 있으며, 6개 구역 칫솔 페이스가 제공됩니다.

양치질 모드를 맞춤 설정하려면 소닉케어 앱 (보기 '소닉케어 앱 - 시작하기')에서 전동칫솔 설정을 사용자 지정합니다.

참고: 칫솔 핸들에는 모드가 표시되지 않지만 소닉케어 앱에서 언제든지 모드를 업데이트할 수 있으며 선택 항목은 저장됩니다.

### 강도 설정




전동칫솔에는 세 가지 강도 설정이 있습니다.


- 높은 강도(3개의 표시등)
- 중간 강도(2개의 표시등)
- 약한 강도(1개의 표시등)

원하는 강도를 수동으로 선택하려면 핸들의 강도 표시등을 눌러 원하는 옵션을 선택합니다. 양치질 전, 도중 또는 후에 강도 설정을 변경할 수 있습니다.

참고: 강도 설정은 소닉케어 앱에서도 사용자가 지정할 수 있습니다.

## 브러싱싱크 기술



BrushSync 기술을 통해 칫솔모가 마이크로칩으로 핸들과 통신할 수 있습니다. 칫솔모 하단의  기호는 칫솔모에 이 기술이 적용되어 있음을 표시합니다. BrushSync 기술을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 칫솔모 교체 알림
- BrushSync 모드 페어링(혀 관리 칫솔모용)

## 기능

- SenseIQ
- 압력 센서 피드백
- 적응 강도
- 문지름 피드백
- 칫솔페이지
- 칫솔모 교체 알림

## SenseIQ



스닉케어는 양치질 동작(예: 움직임, 습관, 칫솔모 선택)을 관찰하고 맞춤형 피드백과 권장 사항을 제공하는 스마트 기능의 조합인 SenseIQ 기술이 탑재되어 있습니다.

SenseIQ 기능은 다음과 같습니다.

- 적응 강도
- 실시간 피드백:
  - 문지름 피드백
  - 압력 센서 피드백
- 앱의 맞춤형 권장 사항
- 앱의 양치질 동작 피드백

스마트 기능이 활성화되면 핸들의 SenseIQ 아이콘이 켜집니다.

- 양치질하는 동안
- 설정의 활성화 및 비활성화를 확인하기 위해

## 압력 센서 피드백

스닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 손상되지 않도록 보호하기 위해 양치질하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다.

## 70 한국어



### 적응 강도

과도한 압력을 가하면 핸들이 압력을 낮출 때까지 진동을 변경하고 핸들 하단에서 양치질 피드백 표시등이 보라색으로 깜박입니다.

참고: 압력 센서는 제품에 설정되어 있습니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

소닉케어 칫솔은 잇몸을 보호하기 위해 적응 강도로 설계되었습니다. 장시간 과도한 압력을 가하면 칫솔은 강도 설정 1 레벨을 자동으로 낮춥니다. 압력 피드백에서 잠시 일시 중지가 되고 강도의 수준이 한 단계 더 낮아졌음이 느껴집니다.

참고: 적응 강도는 제품과 함께 설정됩니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

참고: 새 양치질 주기마다 강도가 미리 선택된 설정으로 돌아갑니다.

### 문지름 피드백


소닉케어 칫솔은 문지름 동작을 감지하기 위해 양치질을 하는 동안 움직임 측정합니다(최적의 기술은 양치질 지침 참조). 양치질하는 동안 정기적으로 문지르는 경우 앱에서는 사용자가 문지름 피드백을 설정할 것을 권장합니다.

문지름 피드백이 설정되면 핸들 하단의 양치질 피드백 표시등이 황색으로 켜지고 핸들의 진동이 변경되어 문지름 중지를 알립니다. 문지름을 중지하면 양치질 피드백 표시등이 꺼집니다.

참고: 문지름 피드백이 해제됩니다. 이 기능을 설정하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.




### 브러시페이스서



브러시페이스서는 양치질 시간을 6개의 동일한 구역으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 나타냅니다. 각 구역은 진동이 잠시 일시 정지되며 알려줍니다. 칫솔은 양치질이 완료되면 자동으로 중지됩니다.

참고: White+ 또는 Gum Health 모드를 사용할 때 추가 세그먼트가 추가될 수 있습니다. 모드 설명은 소닉케어 앱을 참조하십시오.

## 칫솔모 교체 알림



소닉케어 칫솔은 다음을 측정하는 BrushSync 기술을 사용하여 스마트 칫솔모의 마모를 추적합니다.

- 양치질하면서 가하는 전반적인 압력
- 칫솔모로 양치질한 총 시간

칫솔모가 더 이상 사용할 수 없게 되면 칫솔모 교체 알림 표시등이 황색으로 깜박이고 핸들에서 일련의 신호음을 내 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다.

**참고:** 칫솔모 교체 알림은 제품에 활성화되어 있습니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

## 기능 설정 또는 해제

칫솔의 다음 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 적응 강도
- 압력 센서 피드백
- 문지름 피드백
- 칫솔모 교체 알림

**참고:** 압력 센서가 해제되면 적응 강도가 해제됩니다.

## 앱에서

다음 기능은 소닉케어 앱에서 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 적응 강도
- 문지름 피드백

앱 (보기 '소닉케어 앱 - 시작하기')에 연결하는 방법에 대한 지침입니다.

## 핸들에서

1단계: 충전대에 핸들을 꽂습니다.



2단계: 전원 버튼을 다음 시간 동안 길게 누릅니다.

## 72 한국어

적응 강도	치솔모 교체 알림	압력 센서 피드백
최대 3초	최대 5초	최대 7초
↓	↓	↓
3단계: 신호음을 들으면 전원 버튼에서 손을 뗐		
신호음 1회	신호음 1회 후 2회	신호음 1회, 2회 후 3회
↓	↓	↓
SenseIQ 표시등이 3초 동안 켜짐	치솔모 교체 알림 표시등이 3초 동안 켜짐	SenseIQ 표시기 및 표시등이 3초 동안 보라색으로 표시

다음도 함께 제공:



배터리 표시등이 흰색으로 3회 깜박이고 낮은 신호음에서 높은 신호음이 3회가 들리면 기능이 설정된 것입니다.


또는



배터리 표시등이 황색으로 3회 깜박이고 높은 신호음에서 낮은 신호음이 3회가 들리면 기능이 해제된 것입니다.


## 충전 및 배터리 잔량

충전대에서 충전



- 1 충전대의 USB 코드를 USB 벽면 어댑터에 연결하고 벽면 어댑터를 전기 콘센트에 연결합니다.





2 충전 스탠드(투멍 커버)를 충전대에 놓습니다.

3 칫솔 핸들을 충전기에 꽂습니다.


a 충전이 성공적으로 시작되었음을 알리기 위해 칫솔에서 알람음이 두 번 나고 표시등이 위쪽으로 켜집니다.

b 충전하는 동안 배터리 표시기가 흰색으로 깜박입니다.

4 칫솔이 완전히 충전될 때까지 충전기에 둡니다. 핸들의 충전을 마쳤을 때 배터리 표시등이 꺼집니다(깜박임 멈춤).


참고: 소니케어 칫솔을 완전히 충전하는 데 최대 16시간이 걸릴 수 있습니다.

### 여행용 케이스로 충전





1 USB 코드를 여행용 케이스에 연결하고 USB 벽면 어댑터에 연결합니다.

2 벽면 어댑터를 전원 콘센트에 꽂습니다.



3 칫솔을 여행용 케이스에 넣습니다.

## 74 한국어



- a 충전이 성공적으로 시작되었음을 알리기 위해 칫솔에서 알림음이 두 번 나고 표시등이 위쪽으로 켜집니다.
  - b 충전하는 동안 배터리 표시등이 흰색으로 깜박입니다.
- 4 칫솔이 완전히 충전될 때까지 여행용 케이스 연결을 유지합니다. 핸들의 충전을 마쳤을 때 배터리 표시등이 꺼집니다(깜박임 멈춤).

참고: 더 나은 안정성을 위해 여행용 케이스를 측면에 배치했는지 확인합니다.

배터리 상태(핸들이 작동 충전기 또는 여행용 케이스에 있는 경우)

핸들을 충전기 또는 여행용 케이스에 놓으면 배터리 표시등이 배터리 전력을 표시합니다.

배터리 잔량	배터리 표시등
충전	흰색 깜박임
완전 충전	30초 동안 흰색으로 점등되었다가 꺼짐

배터리 잔량(칫솔 핸들을 충전기에 놓지 않았을 때)

칫솔을 켜면 핸들 하단의 배터리 표시등이 배터리의 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량	배터리 표시등	소리
완전 충전	흰색으로 점등됨	-
일부 충전	흰색 깜박임	-
낮음	황색 깜박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 3회 울림

비움

황색 감박임




양치질 후 핸들에서  
신호음이 두 번씩 울림

## 세척

### 칫솔모 및 핸들

칫솔모 및 핸들은 따뜻한 물로 행귀서 세척할 수 있습니다.

- 1 핸들에서 칫솔모를 분리하고 깨끗이 씻어냅니다.
- 2 핸들 전체, 특히 칫솔모 부착 부분을 씻습니다.  
고무로 된 마감 부분 주변을 부드럽게 세척하십시오.  
적어도 일주일에 한 번 세척합니다.



**참고: 핸들의 상단에 있는 고무 마감 부분을 누르지 마십시오.**

### 여행용 케이스 및 충전기

- 1 충전기와 여행용 케이스를 세척하기 전에 해당 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 충전기와 여행용 케이스의 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.

**위험: USB 벽면 어댑터와 충전기를 분리한 후 청소하십시오.**

### 주의 사항:

- 식기세척기를 사용하여 제품 또는 액세서리를 세척하지 마십시오.
- 변색을 초래할 수 있으므로 제품 또는 액세서리 세척 시 이소프로필 알코올, 식초, 표백제나 다른 가정용 세제는 사용하지 마십시오.
- 여행용 케이스에 보관하기 전에 칫솔모 및 칫솔이 건조 상태여야 합니다.
- 제품과 액세서리가 손상될 수 있으므로 에센셜 오일을 사용하여 세척하지 마십시오.

## 보관

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 코드를 뽑고 깨끗하게 닦은 다음 직사광선이 닿지 않는 시원하고 건조한 장소에 보관하십시오.

## 문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
칫솔모를 완전히 부착할 수 없습니다. 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 있습니다.		이 틈은 정상이며 칫솔모가 적절하게 진동하는 데 필요합니다.
Philips Sonicare 칫솔의 진동이 이전보다 약합니다.	적응 강도 기능이 해제되었거나, 압력 센서가 해제 (보기 '압력 센서 피드백')되었거나, 강도가 실수로 변경되었습니다.	적응 강도 및/또는 압력 센서 기능 (보기 '기능 설정 또는 해제')을 끄거나 강도 표시등을 원하는 수준 (보기 '강도 설정')으로 눌러 강도 레벨을 올립니다
Philips Sonicare 칫솔의 부품이 없습니다.	누락된 부품은 구입한 모델에 포함되어 있지 않습니다.	액세서리와 칫솔모 액세서리 수는 구입한 모델 번호에 따라 다릅니다. 핸들 하단에 있는 HX 모델 번호를 찾아 핸들과 함께 제공되는 품목을 파악할 수 있습니다.

## 재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

### 내장 충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때는 자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식 배터리를 분리해야 합니다. 내장 충전식 배터리 분리에 대한 지침은 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 찾을 수 있습니다.

## 품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

## 보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 정품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 쪼개짐, 굽힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —





**www.philips.com/Sonicare**

© 2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

© and TMs owned by Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Download on the App Store.

GET IT ON Google Play.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by KPNV is under license.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

3000.059.2776.1 (18/3/2021)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé